



GÜLTIG BIS
31.12.2026

LABSOLUTE® PIPETTIER- HELPER

SIEHE SEITE 18

LABBASICS

Allgemeiner Laborbedarf	2, 6 - 7	Liquid Handling / Pipettieren	18 - 19
Genomics	3	Volumetrie	20
Laborbrenner	4	pH-Messung	21
Mikrobiologie	5	Probennahme / Probenvorbereitung	22 - 23
PSA / Sicherheit	8 - 10	Rühren, Schütteln, Mischen	24 - 25
Reinigung	11	Trocknung	26
Sterilisation	12	Rotationsverdampfer	27
Temperaturmessung	13	Heizen / Kühlen	28 - 29
Filtration	14	Zentrifugieren	30
Chromatographie	15	Wiegen	31
Trübungsmessung	16	Reinstwassersystem	32
Spektroskopie	17		

WEITHALSDOSEN MIT SCHRAUBDECKEL, HDPE



Kartell



Die zylindrischen Behälter werden komplett mit Innenschluss und Verschlusskappe geliefert.

Für Lebensmittelgeeignet nach EC Norm 1935/2004 und EC Norm 10/2011.

								-28%	
Nenn-volumen	Ø aussen	Ø innen	Höhe	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt		
ml	mm	mm	mm	pro VE		CHF	CHF		
70	50	36	60	10	4.672 397	24.75	17.75		
120	56	36	71	10	4.672 394	27.05	19.45		
250	69	50	94	10	4.672 395	27.60	19.85		
500	86	70	107	10	4.672 396	33.05	24.40		
1000	111	85	128	10	4.672 393	47.15	33.95		
1500	111	87	182	10	9.073 444	43.70	31.45		
2000	111	87	235	10	9.073 446	49.45	35.60		

PROBENBECHER, STERIL, BULK-VERPACKUNG



LABSOLUTE®



Die transparenten LABSOLUTE® Mehrzweckbecher aus PP eignen sich bestens für die Lagerung von Feststoffen und Flüssigkeiten. Lieferung inklusive montierten Schraubdeckel aus HDPE.

- Autoklavierbar (ohne Deckel)
- 120 ml/60 ml: mit Graduierung und Beschriftungsfeld (Graduierung reicht bis 100 ml/50 ml)
- 200 ml: ohne Graduierung und Beschriftungsfeld
- Rohmaterial entspricht den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 sowie der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 für Materialien mit Lebensmittelkontakt

								-20%	
Volumen	Deckelfarbe	Höhe	Ø Deckel aussen	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt		
ml		mm	mm	pro VE		CHF	CHF		
120	Rot	71,8	62,5	300	7.696 275	117.30	93.85		
120	Gelb	71,8	62,5	300	7.696 286	120.75	96.60		
120	Blau	71,8	62,5	300	7.696 289	120.75	96.60		
120	Blau	71,8	62,5	300	7.699 993	120.75	96.60		
200	Rot	80,0	64,0	200	7.696 276	136.85	109.50		

Höhe mit Verschluss

WEITHALSFLASCHEN, GLAS KLAR ODER BRAUN, VERSCHLUSS PTFE-KASCHIERT

behr
Labor-Technik



Probennahmeflaschen aus Klarglas oder Braunglas. Verschlussinnenseite komplett aus PTFE, daher inert.

								-18%	
Typ	Farbe	Inhalt	Ø Gewinde	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt		
		ml	mm	pro VE		CHF	CHF		
RK 30 GT	klar	30	32	1	4.658 144	4.60	3.75		
RK 50 GT	klar	50	32	1	4.658 145	5.05	4.15		
RK 100 GT	klar	100	40	1	4.658 146	5.50	4.50		
RK 250 GT	klar	250	55	1	9.103 200	5.75	4.70		
RK 500 GT	klar	500	55	1	9.103 201	7.90	6.45		
RK 1000 GT	klar	1000	68	1	9.103 202	11.85	9.70		
RB 30 GT	braun	30	32	1	4.658 141	4.95	4.05		
RB 50 GT	braun	50	32	1	4.658 142	5.40	4.45		
RB 100 GT	braun	100	40	1	4.658 143	5.65	4.60		
RB 250 GT	braun	250	55	1	9.072 325	6.00	4.90		
RB 500 GT	braun	500	55	1	9.072 326	8.10	6.60		
RB 1000 GT	braun	1000	68	1	9.072 327	12.30	10.05		

PROBENDOSEN, PP



LABSOLUTE®



Die LABSOLUTE® Dosen eignen sich ideal zur Lagerung und zum Transport von pastösen, pulverförmigen und flüssigen Proben.

- Hohe Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Stoffgruppen
- Geeignet für den Lebensmittelbereich
- Lieferung mit Deckel
- Autoklavierbar

								-30%	
Volumen	Ø	Höhe	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt			
ml	mm	mm	pro VE		CHF	CHF			
30	58	19	10	7.696 270	21.40	14.95			
75	58	47	10	7.696 271	23.45	16.45			
310	81	81	10	7.696 272	35.55	24.85			
600	119	67	10	7.696 273	57.50	40.25			
1250	119	130	5	7.696 274	40.85	28.65			

Höhe mit Verschluss

PCR PLATTEN, PP

NEU



LABSOLUTE®

Die transparenten LABSOLUTE® 96-well PCR-Platten bieten durch ihre extra dünnen und gleichmässigen Gefässwände eine optimale Wärmeübertragung zwischen Cyclerblock und Reaktionsmix. Die Platten sind mit Adhäsions- filmen und -folien sowie Heissverschlussfolien und Deckelstreifen verschliessbar. Die Artikel 7696550, 7696551 und 7696552 lassen sich ebenfalls mit flachen oder gewölbten Deckelstreifen verschliessen. Die leicht erhöhten Ränder der einzelnen Wells vermindern das Risiko von Verdunstung und Kreuzkontamination der Proben. Die schwarze alphanumerische Codierung ermöglicht eine präzise Probenzuordnung. Alle Platten sind **frei von DNase, RNase, Pyrogenen, humaner DNA, PCR-Inhibitoren und ATP**.

96-Well, Vollrand, Niederprofil, mit Rahmen aus Polycarbonat

Die 96-Well PCR-Platten mit Vollrand und einem Rahmen aus Polycarbonat sind die ideale Lösung für automatisierte Prozesse. Der starre Rahmen verhindert Verwindungen oder Durchbiegen beim Erhitzen und Kühlen im Thermocycler. Abgeschrägte Ecke: H1.

96-Well, Halbrand

Die 96-Well PCR-Platten mit Halbrand können einfach beschriftet oder mit einem Barcode versehen werden. Abgeschrägte Ecke: A12.

96-Well, ohne Rahmen

96-Well PCR-Platten ohne Rahmen besitzen eine hohe Kompatibilität mit handelsüblichen Thermocyclern.

Abgeschrägte Ecken der Niederprofilplatte: A12 und H12

Abgeschrägte Ecke der Standardprofilplatte: H1

Einführungspreis

Bezeichnung	Nenn- volumen µl	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
Niederprofil, ohne Rand	150	100	7.696 550	342.70	222.75
Standardprofil, ohne Rand	250	100	7.696 551	342.70	222.75
Standardprofil, Halbrand	250	100	7.696 552	342.70	222.75
Niederprofil, Vollrand, Polycarbonatrahmen	150	100	7.696 555	533.60	346.85

PCR KLEBEFOLIEN



LABSOLUTE®

Alle Folien sind frei von humaner DNA und RNA, Nucleasen und Pyrogenen.

PCR Klebefolie: Für PCR und andere colorimetrische Assays geeignet.

Abdeck- und Lagerungsfolie: Folie zum universellen Verschliessen von 96-well Platten.

PCR und Lagerungsfolie: Die 20 µm dicke Aluminiumfolie ist leicht durchstechbar, ohne dass die Pipettenspitzen verkleben oder ein Vakuum entsteht.

qPCR Klebefolie: Speziell für die qPCR Anwendungen entwickelt. Der Klebstoff wird nur freigesetzt, wenn die Folie in Kontakt mit den erhöhten Rändern der einzelnen Wells kommt.

-30%

Bezeichnung	Material	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
PCR Klebefolie	Polyester	100	7.696 570	143.75	100.65
Abdeck- und Lagerungsfolie	Polypropylen	100	7.696 571	79.80	55.90
PCR/Lagerungsfolie	Aluminium	100	7.696 572	149.50	104.65
qPCR Folie	Polyolefin mit drucksensitivem Klebstoff	100	7.696 573	239.20	167.45

THERMOCYCLER MASTERCYCLER® X40



- Universeller Aluminiumblock
- Flüsterleise
- Kompakt und energieeffizient

eppendorf



ACT.
The Environmental
Impact Factor Label

Der Mastercycler® X40 setzt neue Massstäbe in der Endpunkt-PCR. Er verfügt über einen 12-stufigen Temperaturgradienten, eine hervorragende Temperaturhomogenität des Aluminiumblocks für reproduzierbare Ergebnisse, eine grosse, intuitive Touch-Oberfläche und einen SafeLid, welcher sich an unterschiedliche Gefässhöhen anpasst und so für optimale Temperaturübertragung und für Verdunstungsschutz sorgt. Für 96-Well-Platte oder 0,1/0,2 ml-Gefässe, 0,1/0,2 ml.

- Nutzerverwaltung zum Festlegen von Berechtigungen zum Ändern von Einstellungen oder Programmen und detaillierte GLP- und Audit-unterstützende Laufdokumentation
- Fernüberwachung mit VisioNize® Lab Suite
- Programm-Migrationsfunktion unterstützt den Import von Programmen aus langsameren Cyclern
- Optional sind spezielle Service- und Wartungspläne, z. B. IQ/OQ GxP oder Temperaturverifikation mit nach ISO 9001 oder ISO/IEC 17025 kalibrierten Sensoren und das Temperature Verification System TVS-T6 erhältlich
- Unterstützt Nachhaltigkeitsziele: ACT-zertifiziert, niedriger Geräuschpegel und Energieverbrauch, Energiesparmodus

Einführungspreis

Typ	Steckertyp	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
Mastercycler® X40	EU/US/JP/TW	1	6.325 777	7.935.00	6,181.25

PCR EINZELGEFÄSSE 0,2 ML, PP



LABSOLUTE®

Die LABSOLUTE® PCR Gefässe garantieren durch eine extra dünne, gleichmässige Wandstärke eine optimale Wärmeübertragung und sind mit allen gängigen Thermocyclern kompatibel.

- Qualitativ hochwertiges PP
- Frei von DNase, RNase, humaner DNA, Pyrogenen und PCR Inhibitoren
- Autoklavierbar



-35%

Bezeichnung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
Flacher Deckel	1000	7.696 502	69.70	45.30
Gewölbter Deckel	1000	7.696 503	69.70	45.30



BUNSENBRENNER
MIT NADELVENTIL

DIN 30665. Luftregulierung,
Sparflamme.



-25%

Typ	Höhe	Gewicht	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	mm	g	pro VE		CHF	CHF
Erdgas mit Nadelventil	155	220	1	9.018 365	49.20	36.90
Propan mit Nadelventil	155	220	1	9.018 366	49.20	36.90

TECLUBRENNER MIT NADELVENTIL

DIN 30665 konform,
mit Luftregulierung,
mit Sparflamme.



-25%

Typ	Höhe	Gewicht	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	mm	g	pro VE		CHF	CHF
Erdgas	155	260	1	9.018 375	61.65	46.25
Propan	155	260	1	9.018 376	61.65	46.25

SPIRITUSBRENNER, 18/10-STAHL


Mit Dochtregulierung
und Verschlusskappe.
Inhalt ca. 60 ml.



-25%

Typ	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		CHF	CHF
Spiritusbrenner	1	9.018 560	23.60	17.65

DRAHTNETZ, STAHL, VERZINKT



- Umgeklappte Kanten
- Feinmaschiges, hitzebeständiges Edelstahlzentrum

-25%

Abmessungen (B x L)	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
mm	pro VE		CHF	CHF
155 x 155	1	4.688 237	5.90	4.45
195 x 195	1	4.688 238	7.50	5.60

DREIFUSS



Stahl, verzinkt.
Verzinkung der Dreifüsse dient als temporärer Korrosionsschutz.
Kann bei Kontakt mit offener Flamme abblättern.

-25%

Ø	Höhe	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
mm	mm	pro VE		CHF	CHF
100	180	1	9.034 110	14.95	11.20
120	210	1	9.034 112	16.70	12.50
120	250	1	6.200 910	21.30	15.95
120	260	1	6.234 831	22.55	16.90
140	220	1	9.034 114	18.85	14.15
160	230	1	6.059 957	22.10	16.55

IMPFÖSEN, IMPFÖSENHALTER UND IMPFÖSENSTÄNDER



Impfösen zum mehrfachen Ausglühen. 3 verschiedene Materialien: Edelstahl, Edelstahl-Spezialdraht oder Platin-Iridium-Draht (90/10). Beste Ergebnisse in Langzeittest. Länge 60 mm. Drahtdurchmesser 0,5 mm.

Impfösenhalter nach Kolle für Impfösen 0,3 - 0,7 mm Draht-Ø. Edelstahl mit Griff. Feste Fixierung durch Überwurfmutter.

Impfösenständer robust und standsicher aus Kunststoff (autoklavierbar). Zur Aufnahme von 6 Impfösenhaltern.

Typ	Beschreibung	Menge	Bestell Nr.	Preis	
				CHF	CHF
		pro VE			
P-I 1	Platin-Iridium	1	9.520 180	74.40	63.25
P-I 2	Platin-Iridium	1	9.520 181	74.40	63.25
P-I 3	Platin-Iridium	1	9.520 182	74.40	63.25
P-I 5	Platin-Iridium	1	9.520 184	74.40	63.25
E 1	Edelstahl-Spezialdraht	10	9.520 170	71.65	60.90
E 2	Edelstahl-Spezialdraht	10	9.520 171	71.65	60.90
E 3	Edelstahl-Spezialdraht	10	9.520 172	71.65	60.90
E 5	Edelstahl-Spezialdraht	10	9.520 174	71.65	60.90
W-1,5	Edelstahl	10	9.520 185	42.00	35.65
W-2,5	Edelstahl	10	9.520 186	42.00	35.65
W-4,0	Edelstahl	10	6.233 696	42.00	35.65
Impfösenhalter	160 mm lang	1	9.520 178	33.35	28.35
Impfösenhalter 2 nach Kolle	240 mm lang	1	9.520 179	25.30	21.50
Impfösenständer R (rund)	(Ø x H) 80 x 50 mm	1	9.520 190	98.65	83.85
Impfösenständer L (lang)	(L x B x H) 180 x 50 x 50 mm	1	9.520 191	108.10	91.90

-15%

IMPFÖSEN-STERILISATOR SCHUETT SOLARIS



- Berührungsloser START durch IR-Sensor
- Sterilisation durch Licht



Sterilisation durch Licht. Zum Ausglühen von Impfösen, Pinzetten oder Kleininstrumenten in Sekunden.

- Ohne Gas und ohne Flamme - Strombasiert
 - Sterilisationstemperatur: 900 bis 1300 °C
 - Berührungsloser START durch IR-Sensor, mit einstellbarem Timer (5 bis 7 Sekunden)
 - Zum Einsatz in Sicherheitswerkbänken geeignet
- An jedem lokalen Stromnetz zu betreiben. Sofort nach dem Einschalten mit einer sicheren Arbeitstemperatur von 900 bis 1300 °C verfügbar. Effizientes, einhändiges Arbeiten durch IR-Sensor, der den Sterilisationsvorgang automatisch startet. Pathogenes Material wird im geschützten Glühraum zurückgehalten. Kein Verspritzen, kein Russen. 4-stufige Einstellung des Arbeitswinkels für die optimale Ausrichtung in diversen Arbeitspositionen.

Lieferumfang: schuett solaris Impfösen-Sterilisator, 2 x Quarzglasröhrchen, 1 x Impfösenhalter mit Impföse (Muster)

Abmessungen (B x T x H): 152 x 195 x 210 mm
Gewicht: ca. 2500 g

Typ	Menge	Bestell Nr.	Preis	
			CHF	CHF
	pro VE			
Impfösen-Sterilisator schuett solaris, 230 V	1	9.018 741	1,337.80	1,136.20

-15%

REAGENZGLÄSER, BOROSILIKATGLAS 3.3, MIT SCHRAUBVERSCHLUSS



Sterilisierbar. Zur Kulturzüchtung und für den Transport von Dauerkulturen. Starkwandig 1,1 mm. Weithalsig, daher leicht zu beimpfen und zu reinigen. Komplet mit Aluminium-Schraubverschluss (autoklavierbar/sterilisierbar) oder Kunststoff-Schraubverschluss (dampfautoklavierbar bei 121 °C/sterilisierbar) und Gummidichtung.

Ø mm	Nenn-volumen ml	Länge mm	Schraub-verschluss	Menge	Bestell Nr.	Preis	
						CHF	CHF
				pro VE			
16	15	98	Aluminium	100	9.010 612	297.30	252.45
16	20	150	Aluminium	100	9.190 600	363.50	308.80
16	15	98	Kunststoff	100	9.010 613	209.55	177.70
16	20	150	Kunststoff	100	9.190 605	304.05	258.20
25	50	150	Kunststoff	100	9.010 620	358.10	304.20

-15%

PRÄPARATEGLÄSER, KALK-SODA-GLAS, MIT SCHRAUBVERSCHLUSS



Sterilisierbar. Zur Kulturzüchtung und für den Transport von Dauerkulturen. Komplet mit Aluminium-Schraubverschluss (autoklavierbar/sterilisierbar) oder Kunststoff-Schraubverschluss (dampfautoklavierbar bei 121 °C/sterilisierbar) und Gummidichtung. Grösse 5 ml mit Mattschild.

Ø mm	Nenn-volumen ml	Länge mm	Schraub-verschluss	Menge	Bestell Nr.	Preis	
						CHF	CHF
				pro VE			
12	3	35	Aluminium	100	9.010 608	102.70	87.30
14	5	50	Aluminium	100	9.010 602	323.05	274.30
27	15	45	Aluminium	100	6.266 815	323.05	274.30
27	20	50	Aluminium	100	6.264 629	309.45	262.80
27	30	75	Aluminium	100	6.266 816	336.50	285.80
14	5	50	Kunststoff	100	9.010 603	175.70	148.95
27	15	45	Kunststoff	100	9.010 610	228.40	193.80
27	20	50	Kunststoff	100	9.010 611	241.95	193.80
27	30	75	Kunststoff	100	9.010 601	254.05	215.65

-15%

HEBEBÜHNE, ALUMINIUM



Die LABSOLUTE® Hebebühnen sind die perfekte Unterstützung im Labor. Die praktischen Helfer aus eloxiertem Aluminium sind korrosionsfest und lassen sich stufenlos in der Höhe verstellen. Die hohe statische Belastbarkeit erlaubt eine sichere Unterstützung von chemischen Apparaturen und das sichere Heben von Geräten.

-30%									
Farbe	Breite	Tiefe	Höhe min.	Höhe max.	max. Gewicht	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	mm	mm	mm	mm	Kg	pro VE		CHF	CHF
Rot	120	140	58	242	50	1	7.696 890	244.95	171.45
Gold	121	150	78	278	80	1	7.696 891	288.65	202.05

DRUCKVERSCHLUSSBEUTEL, STEMPELFELD, LDPE



Mit Schriftfeld zur schnellen und eindeutigen Kennzeichnung der Probe.

-35%							
Länge	Breite	Stärke	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt	
mm	mm	µm	pro VE		CHF	CHF	
100	70	50	100	7.696 496	10.85	7.00	
120	80	50	100	7.696 497	12.20	7.95	
150	100	50	100	7.696 498	14.05	9.10	
170	120	50	100	7.696 499	15.65	10.10	

STRÖMUNGSANZEIGER LABOPLAST®



Zur optischen Durchflussanzeige von Flüssigkeiten und Gasen in Schlauchleitungen. Funktioniert in beiden Fliessrichtungen und in jeder Einbaulage. Anzeige bereits ab ca. 150 ml/min Durchfluss. Länge inkl. Tülle 88 mm. Für Schläuche von 6 bis 11 mm Innen-Ø. Druckbelastung bis 2 bar. Lebensmittelgeeignet.

- Zwei Ausführungen:**
- LiquiMobil aus SAN bis 30 °C Betriebstemperatur
 - CheMobil aus PMP bis 60 °C Betriebstemperatur, autoklavierbar, gute chemische Beständigkeit

-25%					
Typ	Farbe	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
		pro VE		CHF	CHF
LiquiMobil SAN	blau	1	9.003 910	12.90	9.65
LiquiMobil SAN	rot	1	9.003 911	12.90	9.65
LiquiMobil SAN	schwarz	1	9.003 912	12.90	9.65
CheMobil PMP	blau	1	9.003 913	15.85	11.85
CheMobil PMP	rot	1	9.003 901	15.85	11.85
CheMobil PMP	schwarz	1	9.003 914	15.85	11.85

LABORSCHALEN LABOPLAST®, PP



Weisse Allzweckschale. Lebensmittelgeeignet. Beständig gegen viele Säuren und Laugen. Temperaturbeständig bis 60 °C.

-25%					
Abmessungen (B x T x H)	Abmessungen innen	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
mm	mm	pro VE		CHF	CHF
230 x 180 x 42	130 x 180	1	9.200 203	7.35	5.50
310 x 250 x 65	180 x 240	1	9.200 204	13.25	9.90
370 x 310 x 75	240 x 300	1	9.200 205	19.20	14.40
520 x 420 x 120	300 x 400	1	9.200 206	31.15	23.35
634 x 534 x 140	400 x 500	1	9.200 207	54.15	40.60
846 x 648 x 160	500 x 700	1	9.200 208	79.00	59.25

WEITHALSFLASCHEN, NATUR, LDPE



Naturfarben. Schraubverschluss aus PP. 100% dicht. Ideal für Transport und Lagerung.

-30%

Volumen	Ø Öffnung innen	Ø aussen	Höhe	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ml	mm	mm	mm	pro VE		CHF	CHF
30	21,5	36,5	62,5	12	7.696 135	14,85	10.35
60	21,5	38,5	85,0	12	7.696 136	16,85	11.60
125	28,5	50,5	99,0	12	7.696 137	23,35	16.35
250	32,5	61,5	133,0	12	7.696 138	29,10	20.35
500	43,5	72,5	170,0	12	7.696 139	46,00	32.20
1000	53,0	91,5	199,0	6	7.696 140	82,30	57.65

VITGRIP™ LABORFLASCHEN, PP, GL 45



Allround Laborflasche aus Polypropylen mit GL 45 Gewinde inklusive Originalitätsverschluss (PP).

- Leichte Ablesbarkeit des Volumens durch erhabene, beidseitige Skala mit hoher Genauigkeit ($\pm 5\%$)
- Inklusive Originalitätsverschluss, der zuverlässig signalisiert, ob die Flasche noch originalverschlossen ist
- Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) entsprechend DIN EN 285

Sehr gute chemische Resistenz gegen die meisten Säuren, Laugen und Alkohole. Darüber hinaus sind die VITgrip™ Laborflaschen und die mitgelieferten VITLAB® Originalitätsverschlüsse für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet (entsprechend Verordnung EU Nr. 10/2011).

-22%

Inhalt	Höhe*	Ø Boden	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ml	mm	mm	pro VE		CHF	CHF
125	103	54	6	6.270 627	39,90	31.05
250	149	64	6	6.270 628	47,50	37.05
500	192	77	6	6.270 629	53,80	42.00
1000	234	97	6	6.270 630	76,35	59.45
2000	278	126	1	6.270 631	29,35	22.85

* Höhe ohne Schraubkappe

AUTOKLAV-FLASCHEN, BOROSILIKAT 3.3, MIT PUSH-ON VERSCHLUSS



NEU



**DURAN
WHEATON
KIMBLE**
Excellence in your hands



Die Autoklav-Flaschen bieten eine praktische und sichere Lösung für die Dampfsterilisation flüssiger Medien. Sie sind mit selbstentlüftenden Push-on Verschlüssen ausgestattet, die eine sichere und effiziente Sterilisation gewährleisten. Die optionalen Etiketten und farbcodierten Bottle Tags gewährleisten eine klare Kennzeichnung im Labor.

- Gute thermische und chemische Beständigkeit
- Schlankes Design und ergonomische Griffzonen
- Autoklavierbar bei 121 °C

Einführungspreis

Nenn-volumen	Höhe	Ø Hals	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ml	mm	mm	pro VE		CHF	CHF
500	193	45	4	4.720 556	43,25	30.25
1000	253	45	4	4.720 557	63,85	44.70
2000	255	45	1	4.720 558	41,40	29.00

PUSH-ON VERSCHLÜSSE, NATURKAUTSCHUK



Die Push-on Verschlüsse passen präzise auf den speziell geformten Rand der Autoklavflaschen. Die Konstruktion der Verschlüsse ermöglicht die automatische Entlüftung von Dampf und Luft während der Aufheizphase des Dampfsterilisationszyklus.

Einführungspreis

Für Ø Hals	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
mm	pro VE		CHF	CHF
45	4	4.720 555	21,05	14.40
45	100	6.522 414	514,85	343.85

LABORFLASCHEN, KLAR, MIT PP SCHRAUBKAPPEN



Aus Borosilikatglas 3.3. EN ISO 4796-1. Mit Retrace-Code. Inkl. Schraubkappe und Ausgussring aus PP. Autoklavierbar bei 121°C.

-35%

Volumen	Ø aussen	Höhe	Gewinde	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ml	mm	mm	GL	pro VE		CHF	CHF
50	46	88	32	10	7.690 060	68,10	44.30
100	56	100	45	10	7.690 045	70,60	45.90
250	70	138	45	10	7.690 046	79,10	51.40
500	86	176	45	10	7.690 047	97,40	63.35
1000	101	225	45	10	7.690 048	146,05	95.00
2000	136	260	45	10	7.690 049	235,75	153.30
5000	181	330	45	1	7.690 050	147,20	95.70
10000	227	410	45	1	7.690 051	277,15	180.20

Höhe ohne Schraubkappe

EINWEGHANDSCHUHE, NITRIL SENSITIVE, PUDERFREI

EN ISO 374-1 Type B EN ISO 374-5 EN 420

LABSOLUTE®



Die puderfreien, lavendelblauen LABSOLUTE® Einweghandschuhe Sensitive aus Nitril sind flach mit Rollrand und zeichnen sich durch eine einwandfreie Haptik aus. Die Handschuhe haben texturierte Fingerspitzen. Eine spezielle Nachbehandlung macht die LABSOLUTE® Einweghandschuhe Sensitive hautfreundlich und das Anziehen besonders leicht.

Die LABSOLUTE® Nitril Einweghandschuhe mit einem AQL-Wert von 1,5 entsprechen den Normen und Richtlinien

- EN ISO 21420, EN ISO 374-1, -2, -4, -5 und EN 16523-1
- (EU) 2016/425 (PSA-Verordnung, Kategorie III)
- Verordnung (EU) 1935/2004 (Kontakt mit Lebensmitteln)
- ASTM 1671/ISO 16604 (Schutz vor Virenpenetration)
- Zugelassen zur Verwendung im Rahmen von Hazard Analysis und Critical Control Points (HACCP)-Konzepten
- Beständigkeit gegen Ethidiumbromid (CAS 1239-45-8) für mehr als 480 min (Level 6)
- Lieferung in praktischen Spenderboxen zu 200 (XS, S, M, L) oder 180 Stück (XL)
- Frei von Phthalaten, Weichmachern und allergieauslösenden Latexproteinen
- Lagerfähigkeit: 5 Jahre
- Länge: ca. 240 mm
- Dicke (doppelt): Finger min. 0,14 mm, Fläche min. 0,12 mm, Rand min. 0,10 mm
- Einfach an- und ausziehen
- Rechts und links verwendbar

-30%

Grösse	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
XS	200	7.696 904	30.80	21.60
S	200	7.696 900	30.80	21.60
M	200	7.696 901	30.80	21.60
L	200	7.696 902	30.80	21.60
XL	180	7.696 903	30.80	21.60

EINMALHANDSCHUHE TOUCHNTUFF™ 93-800, NATURGUMMILATEX, NITRIL, NEOPREN

EN ISO 374-1 Type A

EN ISO 21420

EN 421

EN 420

EN 388



Ansell



NEU

Zuverlässiger Schutz: ≤15 Min. Acetonbeständigkeit und höherer Ketonschutz als bei Standard-Einweghandschuhen

- MICROCHEM™ Chemical Barrier Technology mit chemischer Beständigkeit Typ A
- Zertifiziert nach EN388 2110A für Schutz gegen Abrieb und Schnitt
- Leuchtend orange Farbe verbessert die Sichtbarkeit und Fremdkörpererkennung (FOD)
- Enthält über 60% biobasierten Kohlenstoff für geringere Emissionen und eine intelligentere, nachhaltigere Wahl beim Handschutz
- Texturierte Finger
- Puderfrei
- Rollrand

Gemäss EN ISO 374-1:2016/Type A, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 21420, EN 421, EN 388

Einführungspreis

Grösse	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
S (6,5 - 7)	30	4.720 532	56.00	28.00
M (7,5 - 8)	30	4.720 533	56.00	28.00
L (8,5 - 9)	30	4.720 534	56.00	28.00
XL (9,5 - 10)	30	4.720 535	56.00	28.00

SCHNITT- UND HITZESCHUTZHANDSCHUHE UVEX K-BASIC EXTRA 6658, BIS CA. +250 °C

EN 388 EN 407



2442D X2XXXX



uvex

Diese Grobstrickhandschuhe aus 100% Kevlar® sind zusätzlich an der Innenseite mit einem Baumwollfutter versehen. Dadurch eignen sie sich hervorragend als Schnitt- und Hitzeschutz. Packung à 1 Paar.

Länge: 220 bis 270 mm
EN: 388 (2 4 4 2 D), EN 407 (X 2 X X X X)

-38%

Grösse	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
8	1	9.414 660	54.65	33.85
10	1	9.414 661	54.65	33.85
12	1	9.414 662	54.65	33.85

LABORMANTEL, 100% BAUMWOLLE



Der weisse LABSOLUTE® Labormantel ist aus 100% Baumwolle mit einem Gewicht von 305 g/m² gefertigt. Er zeichnet sich durch einen Reverskragen, zwei aufgesetzte Taschen, eine Brusttasche, sowie eine verdeckte Druckknopfleiste aus. Der Langarmmantel ist unter allen Arbeitsbedingungen haltbar und komfortabel. Durch seine UPF 50+ Funktion hält er über 98% der einfallenden UV-Strahlen ab. Der bequeme LABSOLUTE® Laborkittel ist als Damenschnitt in den Grössen XS bis 2XL oder als Herrenschnitt in den Grössen S bis 4XL erhältlich. Die individuelle Bestickung der Labormäntel mit persönlichen Schriftzügen oder dem Firmenlogo ist auf Anfrage möglich.

-25%

Bezeichnung	Grösse	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
Herrenschnitt	S	1	7.695 335	46.10	34.60
Herrenschnitt	M	1	7.695 336	46.10	34.60
Herrenschnitt	L	1	7.695 337	46.10	34.60
Herrenschnitt	XL	1	7.695 338	46.10	34.60
Herrenschnitt	2XL	1	7.695 339	46.10	34.60
Herrenschnitt	3XL	1	7.695 340	46.10	34.60
Herrenschnitt	4XL	1	7.695 341	46.10	34.60
Damenschnitt	XS	1	7.695 342	46.10	34.60
Damenschnitt	S	1	7.695 343	46.10	34.60
Damenschnitt	M	1	7.695 344	46.10	34.60
Damenschnitt	L	1	7.695 345	46.10	34.60
Damenschnitt	XL	1	7.695 346	46.10	34.60
Damenschnitt	2XL	1	7.695 347	46.10	34.60

ÜBERSCHUHE, PP, MIT CPE-LAUFSOHE



Die LABSOLUTE® Überschuhe aus weissem PP-Vlies mit stabiler, blauer, rutschhemmender CPE-Laufsohle sind für den Einsatz in Krankenhäusern, Kindertagesstätten und im Lebensmittelbereich geeignet. Die Schuhe sind latexfrei und mit einem Elastikband für einen sicheren Sitz versehen.

- Universalgrösse
- Länge ca. 40 cm

-30%

Bezeichnung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
Überschuhe, PP mit CPE-Laufsohle	50	7.695 331	24.95	17.50

SCHUTZBRILLEN, SCHEIBEN-KLAR-SPRAY



12720



EXTASE



12750

- DIN EN 166 1 - FT, 170:2003
- Beschlagfreie, kratzfeste, farblose PC Scheibe
- 100% UV-Schutz

Scheiben-Klar-Spray:

- Für Schutzbrillen, Visiere und Vollmasken aller Art
- Alkohol-, Wachs- und Silikonfrei
- Umweltverträgliches Pumpspray, biologisch abbaubar

**-22%**

Typ	Farbe Gestell	Gewicht	Menge	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
		g	pro VE			
12720	blau	46	1	6.232 423	6.35	5.05
EXTASE	grau	33	1	7.627 418	11.05	8.80
12750, Bügellänge einstellbar	blau	31	1	7.631 685	9.05	6.45
Scheiben-Klar Spray 100 ml	-	-	1	6.900 782	10.25	8.15

LLG-UNIVERSAL SPENDER, ACRYLGLAS



Universal-Spender mit Klappdeckel und Entnahmeöffnung, inkl. Wandbefestigung. (Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten).

-35%

Abmessungen	Menge	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
mm	pro VE			
206 x 216 x 213	1	6.289 563	95.45	55.55

AKKUSCHUTZSETS



Vorbeugender und abwehrender Brandschutz bei Akkus, akkubetriebenen Werkzeugen und elektronischen Geräten

- Verhindert eine Flammenausbreitung auf die Umgebung
- Nimmt Lösch- und Sprinklerwasser auf und erzeugt damit einen Kühleffekt um die Brandlast zu senken
- Reduziert die Freisetzung von Gasen und die Menge an kontaminiertem Löschwasser durch offenesporiges Gewebe
- Die Akkuschutzdecke nimmt Wasser auf und lässt zusätzlich auch Wasser durch. Dadurch wird weniger Wasser zur Kühlung benötigt
- Ideal für Akkus, akkubetriebene Werkzeuge und Geräte
- Die Decke lässt sich aus der Aufbewahrungstasche mit praktischen Schlaufen ganz einfach herausziehen
- Die Tasche kann in der Einsatznähe an den Ösen aufgehängt werden
- Spezielles Hochtemperaturgewebe mit mineralischer Beschichtung klassifiziert nach Europäischem Brandschutztest gemäss DIN EN 13501-1, nicht brennbar, A1
- Geprüft gem. DIN 54345-1, nicht leitfähig
- Temperaturbeständig bis 1.300 °C
- Unterschiedliche Grössen verfügbar
- Made in Germany



Typ 1: Akkuschutzdecke B: 900 mm L: 1000 mm, Aufbewahrungstasche zum Aufhängen B: 330 mm L: 390 mm

Typ 2: Akkuschutzdecke B: 900 mm L: 2000 mm, Aufbewahrungstasche zum Aufhängen B: 385 mm L: 520 mm

Einführungspreis

Typ	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		CHF	CHF
1	1	6.496 009	138.00	110.40
2	1	6.496 010	301.00	224.25

AUGENSPÜLFLASCHE BARIKOS KS



Die Ausführungen BARIKOS KS und Mini BARIKOS KS sind die wartungsfreien Modelle unter den Augenspülflaschen. Die Wasserfüllungen sind im versiegelten Zustand mindestens 2 Jahre haltbar. Beide Augenspülflaschen entsprechen der DIN EN 15154-4.

- pH-neutrale Augenspülung auf Wasserbasis ohne chemische Zusätze
- Ergonomisch geformte Augenmulde

-20%

Beschreibung	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		CHF	CHF
BARIKOS KS, 620 ml, gefüllt	1	9.005 009	22.20	17.70
Mini BARIKOS KS, 175 ml, gefüllt	1	9.005 008	16.80	13.40

VERNICHTUNGSBEUTEL, BIOHAZARD, PP



Mit den Vernichtungsbeuteln aus PP können Sie Ihre kontaminierten Laborartikel sicher entsorgen. Dank der 50 µm starken Folie und einer extra breiten Bodennaht sind die Beutel besonders reissfest.

Autoklavierbar bis 134 °C. Zum Autoklavieren darf der Beutel nur leicht verschlossen werden.

Aktionspreis

Volumen	B x H	Folienstärke	Max. Volumen	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ca. l	mm	µm	ca. l	pro VE		CHF	CHF
72,0	700 x 1100	50	136,8	350	7.697 006	456.55	286.35

ERSTE-HILFE-KOFFER SPEZIAL LABOR UND CHEMIE



Inhalt: Basis-Ausstattung DIN 13157 plus eine individuell berufsrisikobezogene Erweiterung für die chemische Industrie, medizinische, technische und chemische Laborbetriebe

- Masse: ca. 400 x 300 x 150 mm
- Material: ABS-Kunststoff
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Koffer plombierbar

-36%

Typ	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		CHF	CHF
Labor und Chemie	1	9.264 163	377.90	241.50

ABTROPFBRETT, PS

Kartell


Lieferung komplett mit 72 Stäben (Ø 15 mm, Länge 95 mm), 11 kleine Stäbe (Ø 6 mm, Länge 95 mm), Ablaufschlauch und Material zur Wandmontage.

Abmessungen (B x T x H) mm	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
450 x 110 x 630	pro VE	1	CHF 9.003 240	CHF 138.00

Aktionspreis
WISCHTÜCHER MULTITEX®


Die hochwertigen Vliese mit Textilcharakter eignen sich aufgrund ihrer enormen Festigkeit zur feuchten und trockenen Reinigung. Sie sind sehr weich und dennoch fusselarm, können grosse Flüssigkeitsmengen aufnehmen und bleiben reissfest, sind lösungsmittelbeständig und lebensmittelecht. Silikonfrei.

Abmessungen (B x L) mm	Farbe	Verpackungs- inhalt	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
380 x 340	weiss	10 x 40	pro VE	10	CHF 6.261 940	CHF 76.95
380 x 340	blau	10 x 40	10	7.673 270	124.90	79.95
300 x 400	weiss	1 x Rolle à 475 Stück	1	6.496 482	114.30	73.15

-36%
LLG-REINIGUNGSBÜRSTEN


Langlebiges Pinsel-Material von höchster Qualität, aus Faser/Nylon. Bürstenstiel aus korrosionsbeständigem verdrehtem Stahlendraht. Bürstengriff aus Polypropylen, zur einfachen Handhabung, ermöglicht auch das Aufhängen der Bürste. Das runde Schwammoberteil ermöglicht den Zugang zu allen Ecken der Laborgeräte und garantiert beste Ergebnisse.

Für	Abb.	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
		pro VE		CHF	CHF
Büretten und Schläuche	a	10	6.267 293	46.00	29.90
grosse Flaschen	b	10	6.267 294	40.00	26.40
mittlere Flaschen	c	10	6.267 295	43.80	28.45
kleine Flaschen	d	10	6.267 296	39.00	25.30
Reagenzgläser	e	10	6.267 297	34.15	22.20
schmale Röhrchen	f	10	6.267 298	33.45	21.75

-35%
WISCHTUCHROLLE, 2-LAGIG


Die LABSOLUTE® Wischtuchrolle ist saugstark und reissfest. Die zweilagigen Rollen sind aus 100% Zellstoff hergestellt und zu vier Rollen in Folie verpackt.

- Weiss
- Grammatur: 2 x 20 g/m²
- Kern Ø: 45 mm

Bezeichnung	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		CHF	CHF
4 Rollen mit 64 Abrissen	4	7.695 254	11.75	7.60

-35%

STERILISATIONSBEUTEL
UND ROLLEN VERISTERIL



Flache, gefaltete und selbstklebende Beutel und Rollen für die Sterilisation aus transparenter blauer Kunststoffolie und medizinischem Papier. Geeignet für die Dampf- und EtO-Sterilisation. Vollständig abziehbar. Sehr geringe Partikelabgabe. Farbwechselindikatoren für Dampf und EtO sind auf der Papierseite aufgedruckt und von der Kunststoffseite aus sichtbar, sodass alle Informationen von derselben Seite der Verpackung abgelesen werden können.

- Verstärkte Ecken
- Einfach und sicheres Öffnen
- Entspricht den Normen EN ISO 11607-1 und EN 868-5

Typ	Abmessungen (B x H) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
Sterilisationsbeutel, selbstklebend	75 x 250	200	4.717.864	25.20	18.85
Sterilisationsbeutel, selbstklebend	90 x 250	200	4.717.865	26.10	19.55
Sterilisationsbeutel, selbstklebend	140 x 260	200	4.717.866	43.70	32.80
Sterilisationsbeutel, selbstklebend	190 x 330	200	4.717.867	65.30	49.00
Sterilisationsbeutel, selbstklebend	300 x 370	200	4.717.868	115.10	86.25
Sterilisationsbeutel, selbstklebend	300 x 450	200	4.717.869	127.30	102.95
Rollenlänge 200 m	50 x 200	8	4.717.883	151.10	113.30
Rollenlänge 200 m	75 x 200	8	4.717.884	226.65	169.95
Rollenlänge 200 m	100 x 200	4	4.717.885	151.10	113.30
Rollenlänge 200 m	150 x 200	4	4.717.886	226.65	169.95
Rollenlänge 200 m	200 x 200	4	4.717.887	302.20	226.65
Rollenlänge 200 m	250 x 200	2	4.717.888	188.95	141.70
Rollenlänge 200 m	300 x 200	2	4.717.889	226.65	169.95
Rollenlänge 200 m	350 x 200	1	4.717.890	132.25	99.20
Rollenlänge 200 m	400 x 200	1	4.717.891	151.10	113.30
Rollenlänge 200 m	500 x 200	1	4.717.892	188.95	141.45
Rollenlänge 100 m, mit Seitenfalte	75 x 100	8	4.717.893	246.70	184.60
Rollenlänge 100 m, mit Seitenfalte	100 x 100	4	4.717.894	153.85	115.00
Rollenlänge 100 m, mit Seitenfalte	150 x 100	4	4.717.895	215.40	161.00
Rollenlänge 100 m, mit Seitenfalte	200 x 100	2	4.717.896	125.00	93.75
Rollenlänge 100 m, mit Seitenfalte	250 x 100	2	4.717.897	156.15	117.15
Rollenlänge 100 m, mit Seitenfalte	300 x 100	2	4.717.898	183.75	137.85
Rollenlänge 100 m, mit Seitenfalte	400 x 100	1	4.717.899	122.50	91.45

INDIKATORSTREIFEN
FÜR DAMPFSTERILISATION
STERICONTROL SC-40/SC-63



SC-40



SC-63

SC-40: Die Indikatoren vom Typ 4 SteriControl Steam sind Multiparameter-Indikatoren, die auf die kritischen Parameter des Dampfsterilisationsprozesses reagieren.

- Mehrfach-Variablenanzeige für 121/134 °C-Dampfzyklen
- Entspricht der Norm EN ISO 11140-1 Typ 4

SC-63: Typ 6-Anzeigen SteriControl Steam sind emulierende Anzeigen, die auf kritische Parameter des Dampfsterilisationsprozesses reagieren.

- Emulator für Dampfsterilisationszyklen 121/134 °C
- Entspricht der Norm EN ISO 11140-1 Typ 6
- 15 min - 121 °C | 3,5 min - 134 °C

						-25%
Typ	Abmessungen (L x B)	Verpackungs-inhalt	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
SC-40	156 x 15	1 x Beutel à 500 Stück	500	4.717.900	26.00	19.50
SC-63	60 x 25	1 x Beutel à 250 Stück	250	4.717.901	26.00	19.50

BOWIE-DICK TESTPAKET



Bowie-Dick-Test gemäss den Normen EN ISO 11140-1 Typ 2 und EN ISO 11140-4.

- Entspricht dem in EN 285 angegebenen Testpaket
- Plastifiziertes Indikatorblatt mit Farbwechsel von pink zu schwarz
- Jedes Paket ist in einer kleinen, praktischen Box verpackt, die direkt in den Autoklav eingesetzt werden kann

				-25%
Typ	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		CHF	CHF
Bowie-Dick-Test	80	4.717 863	346.05	259.35

TEMPERATURMESSGERÄT TESTO 925



Kompaktes Messgerät für einfache, schnelle und präzise Temperaturmessung mit Thermoelement Typ K-Fühler. Messdaten können über Bluetooth® an Smartphones oder Tablets übertragen werden. Durch die Anbindung an die kostenlose testo Smart App sind Konfiguration des Geräts, sowie Anzeige, Speicherung und Dokumentation der Messungen möglich.

- 1 Messkanal
- Akustischer Alarm bei Grenzwertüberschreitung
- Schnelle In-App-Konfiguration, Grafikverlauf, Second Screen und Messdatenspeicher in der testo Smart App
- Displaybeleuchtung
- Hold-Funktion
- Anzeige von Min./Max.-Wert

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite.

Lieferumfang: Temperaturmessgerät, 1 x Thermoelement Typ K-Fühler, Transporttasche, Kalibrierprotokoll, Batterien

Typ	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
				CHF
testo 925	1	4.687 954	148.35	126.10
Schutzhülle TopSafe	1	4.687 956	44.85	38.10

ONLINE-FEUCHTE-DATENLOGGER TESTO 162 H1

Online-Datenlogger zur automatisierten Temperatur- und Feuchteüberwachung. Messwerte werden aufgezeichnet und durch eine vorhandene WLAN Verbindung direkt an die testo Saveris Cloud gesendet. In der Cloud können Datenlogger konfiguriert, Grenzwertalarme eingestellt, sowie Messdaten eingesehen und analysiert werden.

- Datenübertragung über WLAN
- Automatische Messwert-Dokumentation in testo Saveris Cloud
- Sichtkontrolle vor Ort durch grosses Display
- Speicher für 10000 Messwerte pro Kanal

Lieferumfang: Online-Feuchte-Datenlogger, Micro-USB-Kabel, Wandhalterung mit Schloss, 4 x AA Batterien, Kurzanleitung, Testprotokoll



Abmessungen (B x T x H) mm	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
				CHF
115 x 82 x 31	1	4.712 365	387.55	329.40

KOMBI INFRAROT- UND EINSTICHTHERMOMETER TLC 750I-V2, MIT SCHUTZHÜLLE

! Jetzt neu mit Schutzhülle

-ebro-
a xylem brand

Handliches Infrarotthermometer zur berührungslosen Messung der Oberflächentemperatur oder der Kerntemperatur mit dem einklappbaren Einstichfühler. Ideal für zeitsparende, präzise Temperaturmessungen beim Wareneingang, sowie bei der Lagerung und dem Transport von Waren und Lebensmitteln.

- Praktisches Taschenformat für den täglichen Einsatz
- Vereinfachte Bedienung
- Beleuchtetes Display ermöglicht das Ablesen in dunkler Umgebung
- Drehende Anzeige im Display erleichtert das Ablesen des Messwerts
- Doppelter Laserpointer
- Optik 8:1
- HACCP und DIN EN 13485 konform
- Wasserfestes Gehäuse (IP 65)

Lieferumfang: Infrarot- und Einstichthermometer, Schutzhülle, 2 x AAA-Batterie, Werkskalibrierzertifikat



Abmessungen ausser (B x T x H) mm	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
				CHF
44 x 169,5 x 23	1	6.496 428	169.05	126.80

WIRELESS MIN./MAX. ALARM THERMOMETER TYP 13090

Kabelloses Min./Max. Thermometer zur Überwachung von Kühlschränken und Tiefkühlschränken zur Qualitätssicherung.

- Dreikanal-Temperaturmessung
- Dreifach-Anzeige für aktuelle, min./max. Temperatur, sowie Innen/Aussen- und Funktemperatur
- Einstellbarer Hi/Low-Alarm
- Batteriestatusanzeige

Lieferumfang: Flaschentemperatursensor mit 1 m Kabel, kabelloser Temperatursensor (Transmitter)



Abmessungen (B x H) mm	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
				CHF
79 x 66	1	6.325 021	87.25	65.45

KOLBENPUMPE LLG-uniVACUUPUMP 1



3 JAHRE
GARANTIE

Die LLG-uniVACUUPUMP 1 arbeitet ölfrei und kann zusätzlich auch als Kompressor bis zu einem Druck von 3,3 bar eingesetzt werden. Nicht zum Pumpen organischer, saurer oder basischer Dämpfe empfohlen.
Saug-/ Druckanschluss: Schlauchwelle DN 6 für Schlauchinnendurchmesser 6 mm.

Lieferumfang: Pumpe, 2 Schlauchklemmen, Netzkabel mit EU- und UK-Stecker

Pumpleistung 50/60 Hz bei Atmosphärendruck:	9,2/11 l/min
Enddruck:	292 mbar
Max. Überdruck:	3,3 bar
Max. relative Temperatur:	60 °C
Zulässige Umgebungstemperatur:	10 ... 40 °C
Saug-/ Druckanschluss:	DN 6
Abmessungen (B x T x H):	194 x 114 x 191 mm
Netzanschluss:	230 V/50 Hz
Schutzart:	IP 20

-15%

Typ	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		CHF	CHF
LLG-uniVACUUPUMP 1	1	6.263 580	361.00	306.80

RUNDFILTER, QUALITATIV, SORTE 2020



Mittelschnell bis langsam filtrierend, Partikelretention 5-13 µm, Filtrationsgeschwindigkeit 88 s gemäss DIN 53137, Flächengewicht 73 g/m², Dicke 0,16 mm.

-30%

Ø	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
mm	pro VE		CHF	CHF
42,5	100	7.697 970	7.80	5.50
55	100	7.697 971	7.95	5.50
70	100	7.697 972	8.15	5.75
90	100	7.697 973	9.50	6.65
110	100	7.697 974	11.75	8.15
125	100	7.697 975	12.20	8.50
150	100	7.697 976	14.50	10.10
185	100	7.697 977	19.90	13.90
210	100	7.697 978	24.25	17.00
240	100	7.697 979	33.00	23.10

LLG-FILTRATIONSEINHEIT, BOROSILIKATGLAS



Komplettset



Universell einsetzbare Filtrationseinheit aus hochwertigem Borosilikatglas. Breites Anwendungsspektrum für die Filtration mit Filterpapier oder Membranfiltern (47 mm).

- Grosser Trichter (300 ml) mit Skala
- Glasfritte mit Porosität 2
- Glasfritten mit Porosität 1 oder 3 optional erhältlich
- Alle Komponenten als Ersatzteil erhältlich

Lieferumfang: Filterflasche mit NS 45/40, Trichter 300 ml, Filteraufsatz NS 45/40 mit Schlauchanschluss GL 14 und Glasfritte 47 mm (Porosität 2), Klammer

Aktionspreis

Beschreibung	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		CHF	CHF
LLG-Filtrationseinheit 1000 ml	1	6.291 850	465.20	253.00

FILTRIERPAPIERE TYP MN 614 1/4, QUALITATIV, FALTENFILTER



Mittelschnell, für Bestimmung des Zuckergehalts, Farbe, ätherische Öle und Emulsionen

-30%

Ø	Filtrationszeit	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
mm	sek.	pro VE		CHF	CHF
55	20	100	9.048 400	37.85	26.45
70	20	100	9.048 401	37.85	26.45
90	20	100	9.048 402	37.85	26.45
110	20	100	9.048 403	37.85	26.45
125	20	100	9.048 404	37.85	26.45
150	20	100	9.048 405	37.85	26.45
185	20	100	9.048 406	44.05	30.80
240	20	100	9.048 407	65.65	45.95
270	20	100	9.048 408	73.70	51.60
320	20	100	9.048 409	92.10	64.40
385	20	100	9.048 410	138.00	96.60
400	20	100	4.001 016	150.65	105.45
450	20	100	4.001 017	200.10	140.05
500	20	100	9.048 411	226.55	158.60

SCHNAPPRINGFLASCHEN UND MIKROFLASCHEN ND11, PP, PFAS GRADE



Die Schnappringflaschen und Mikroflaschen ND11 mit weiter Öffnung aus transparentem PP sind ideal für die PFAS-Analytik geeignet.

-25%

Typ	Bezeichnung	Inhalt ml	Grösse mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
(1)	Klar, flacher Boden, mit integriertem PP-Mikroreinsatz	0,3	32 x 11,6	100	6.901 405	26,45	19,90
(2)	Klar, flacher Boden	0,7	32 x 11,6	100	6.901 955	24,40	18,30

SCHNAPPRINGVERSCHLÜSSE ND11, PE, PFAS GRADE



Die Schnappringverschlüsse ND11 sind aus PE und werden mit fertig montierten Septen aus verschiedenen Materialien geliefert. Sie haben ein 6 mm Mittelloch und sind in verschiedenen Farben verfügbar.

Durch den Verzicht auf die PTFE-Schicht bei den Septen, sind diese Verschlüsse ideal für die PFAS-Analytik geeignet.

MIT VERDÜNNTER DURCHSTICHSTELLE, PE

Die Verschlüsse besitzen kein Septum, sondern sind komplett aus PE gefertigt. Die spezielle, verdünnte Einstichstelle ermöglicht eine einfache und sichere Probenentnahme. Durch den Verzicht auf ein Septum sind diese Verschlüssen ideal für die PFAS-Analytik geeignet.

-25%

Typ	Bezeichnung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
(3)	PE-Push-On Kappe, transparent, verdünnte Durchstichstelle	100	7.664 426	11,95	8,95
(4)	PE-Push-On Kappe, blau, verdünnte Durchstichstelle	100	7.616 553	11,95	8,95

MIT SILIKON SEPTEN

Die Septen haben als Trägerschicht Silikon, welches entweder durch PP oder Polyimid beschichtet ist, um einen Schutz gegen eine Vielzahl an Chemikalien sicherzustellen. Durch den Verzicht auf PTFE sind die Verschlüsse ideal für die PFAS-Analytik geeignet. Eine Mehrfachinjektion sollte, wie bei herkömmlichen Silikon-Septen vermieden werden.

-25%

Typ	Bezeichnung	Härte	Dicke mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
(5)	Silikon weiss / Polyimid orange, blaue Kappe	50° shore A	1,0	100	7.681 764	41,15	30,95
(6)	Silikon weiss / PP transparent, blaue Kappe	45° shore A	1,0	100	7.681 762	35,20	26,45
(7)	Silikon weiss / PP transparent, geschlitzt, blaue Kappe	45° shore A	1,0	100	7.681 763	38,85	29,20

BELÜFTUNGSVENTILE, PP



Mit Membrane aus PTFE/PP von 1 µm und mit Rückschlagventil aus Silikon. Inklusive aufsteckbarer Wechselanzeige.

-20%

Ø	Standzeit	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
mm		pro VE		CHF	CHF
20	6 Monate	2	6.313 842	44,15	35,30
20	6 Monate	10	6.313 843	194,70	155,70
20	6 Monate	50	6.313 844	840,90	672,65

ABLUFTFILTER, PP



Deckel mit integrierten Belüftungsöffnungen und Wechselanzeige.

-20%

Typ	Standzeit	Gewinde	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
		GL	pro VE		CHF	CHF
SMALL	3 Monate	14	2	6.313 839	97,75	78,20
MEDIUM	6 Monate	14	2	6.313 840	162,25	129,80
LARGE	12 Monate	14	2	6.313 841	207,70	166,05

HPLC STARTER KIT, GREENLINE, GL45, FÜR DIE PFAS-ANALYTIK



HPLC Starter Kit II

Für die sichere Entnahme von Lösungsmitteln. Schraubkappen, mit frei drehbarem Einsatz, mit Fittings für Kapillaren und einem Belüftungsventil, mit Wechselanzeige. Für die PFAS-Analytik von polyfluorierten Chemikalien nach DIN 38407-42/ DIN 38414-14.

- Komplettes Set für bis zu 4 Vorratsflaschen
- Passend für alle gängigen HPLC-Systeme

Den Lieferumfang zu den einzelnen Kits finden Sie auf unserer Webseite.

-20%

Typ	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		CHF	CHF
HPLC Starter Kit I	1	4.715 021	340,50	272,00
HPLC Starter Kit II	1	4.715 022	366,85	293,50
HPLC Starter Kit III	1	4.715 023	384,35	307,40

FLOCKULATOR LOVIBOND® FLOC TESTER



- Zweistufiger Testmodus
- Präzise Geschwindigkeitsregelung
- Vielfältige Timeroptionen



Der Lovibond® Floc Tester ermöglicht reproduzierbare Laborsimulationen realer Aufbereitungsbedingungen und erlaubt es Betreibern, den richtigen Flockungsmittel-Typ sowie die optimale Dosierung bereits vor dem grosstechnischen Einsatz zu bestimmen. Das gewährleistet eine sichere, wirtschaftliche und nachhaltige Wasseraufbereitung.

- Durchführung der Flockungstests nach ASTM D2035-19
- Zweistufiger Testmodus, zeitgesteuerter oder manueller Wechsel zwischen zwei voreingestellten Geschwindigkeiten
- Geeignet für Bechergläser von 500 ml bis 1500 ml
- Langlebig durch korrosionsbeständige Edelstahlrührer
- Grosses, beleuchtetes Display für optimale Ablesbarkeit
- Intuitives, sprachunabhängiges Bedienkonzept
- Digitale Geschwindigkeitseinstellung von 20 bis 250 min⁻¹
- Timer programmierbar von 1 bis 240 Minuten oder Dauerbetrieb

Typ	Anzahl der Rührstellen	Steckertyp	Menge pro VE	Bestell Nr.	Aktionspreis	
					Preis	Jetzt
ET830	2	EU	1	4.719 725	1.909.00	1.380.00
ET840	4	EU	1	4.719 726	2.610.50	1.897.50
ET850	6	EU	1	4.719 727	3.105.00	2.265.50

GESTELL FÜR SEDIMENTIERGEFÄSSE, PMMA/PP




PMMA/PP. Für zwei Sedimentiergefässe nach Imhoff. SAN. Kompakt und leicht zu transportieren, auch in gefülltem Zustand.

Kartell

Breite	Länge	Höhe	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
mm	mm	mm	pro VE		CHF	CHF
150	300	294	1	9.304 281	168.00	109.15

SEDIMENTIERGEFÄSSE NACH IMHOFF, BOROSILIKATGLAS 3.3

ISOLAB
Laborgeräte GmbH



Speziell für Sedimentierungstests nach DIN 12672 aus Borosilikatglas 3.3 hergestellt. Mit Volumenskala bis 1000 ml.

Graduierung, ml:	Teilung ml:
0 bis 2	0,1
2 bis 10	0,5
10 bis 40	1,0
40 bis 100	2,0
100 bis 1000	50,0

-35%

Typ	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		CHF	CHF
ohne Hahn	1	6.286 841	131.35	85.35
mit Hahn	1	6.286 842	243.70	158.35

SEDIMENTIERGEFÄSS NACH IMHOFF, SAN

Kartell



DIN 12672. Glasklar. Mit Schraubkappe zum Ablassen des Inhalts. Thermische Belastbarkeit bis max. 85 °C.

Graduierung, ml:	Teilung, ml
0 bis 2	0,1
2 bis 10	0,5
10 bis 100	1,5
100 bis 300	10
300 bis 1000	50

-38%

Typ	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		CHF	CHF
Mit Schraubkappe	1	9.304 280	81.65	50.60

EINWEGKÜVETTEN FÜR DEN VIS-BEREICH



Die LABSOLUTE® Einwegküvetten für den VIS-Bereich überzeugen mit idealen optischen Eigenschaften und hoher Transparenz.

- Besserer Wärmetransfer durch optimierte Form und geringe Wandstärke
- Vertiefte Messflächen: kein Verkratzen beim Einsetzen in das Photometer
- Pfeilmarkierung der Durchstrahlungsrichtung
- Schichtdicke: 10 mm
- Aussenmasse (B x H x T): 12,5 x 45 x 12,5 mm

-25%

Bezeichnung	Material	Volumen ml	Einsatz- bereich nm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
Makro	PS	2,5 - 4,5	340 - 900	100	7.697 100	18,85	14.15
Halbmikro	PS	1,5 - 3,0	340 - 900	100	7.697 101	13,00	9.80
Makro	PMMA	2,5 - 4,5	300 - 900	100	7.697 102	22,90	17.15
Halbmikro	PMMA	1,5 - 3,0	300 - 900	100	7.697 103	24,25	18.15

KÜVETTENSTÄNDER, PP



Autoklavierbarer Küvettenständer aus robustem PP mit 16 Positionen, passend für Küvetten mit einer Schichtdicke von 10 mm und Aussenmassen von 12,5 x 12,5 mm.

Aktionspreis

Bezeichnung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
Küvettenständer	1	7.697 099	13,55	8.05

SPEKTRALPHOTOMETER XD 7000 VIS UND XD 7500 UV-VIS



- Referenzstrahlmessung
- Automatische Testerkennung
- Automatische Küvettenerkennung



XD 7000 VIS

UV-VIS und VIS Spektralphotometer XD 7000 und XD 7500 mit Referenz-Strahl-Technologie. Neben der automatischen Erkennung aller Küvettentests kann jede der über 150 vorprogrammierten Lovibond® Methoden über Barcodes erkannt und direkt angesteuert werden. Weitere Funktionen des Spektralphotometers sind: Messung von Transmission und Absorption, Spektren-Scan, Kinetik-Analyse, sowie die Erstellung von benutzerdefinierten Methoden unter Verwendung mehrerer Wellenlängen.

- Hochwertige Referenzstrahl Optik
- Automatische Testerkennung über Barcodesystem
- Unterstützt Rundküvetten mit 13, 16, 24 mm und Rechteckküvetten mit 10, 20, 50 mm
- Automatische Küvettenerkennung
- Mehr als 150 analytische Methoden vorprogrammiert
- 7" Farbdisplay und Folientastatur
- Schnittstellen: Ethernet, USB
- 20 Anwenderprofile möglich
- Erstellung von bis 100 weiteren benutzerdefinierten Methoden
- Passwortschutz möglich

XD 7000 VIS // XD 7500 UV-VIS

Optisches System:	Gitter-Monochromator mit Referenzstrahl-Optik
Wellenlängenbereich:	320 - 1100 nm // 190 - 1100 nm
Bandweite:	4 nm
Photometrischer Bereich:	-3,3 bis +3,3 Abs
Interner Speicher:	40 MB für ca. 5000 Datensätze
Lichtquelle:	Wolfram-Halogen-Lampe // Xenon Blitzlampe
Abmessungen (B x T x H):	422 x 323 x 195 mm
Gewicht:	ca. 4,5 kg
Netzanschluss:	100 - 240 V, 50/60 Hz
Schutzklasse:	IP 30

Aktionspreis

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
XD 7000 VIS	1	6.272 436	5,341.75	3,898.50
XD 7500 UV-VIS	1	6.272 437	9,180.45	6,704.50

MEHRFACHDISPENSER
HANDYSTEP® TOUCH/
HANDYSTEP® TOUCH S



Mehrfachdispenser mit farbigem Touch-Display und automatischer Grössenerkennung.

HandyStep® touch mit den Standardmodi Multi-Dispensieren, Auto-Dispensieren, Pipettieren und Favoriten
HandyStep® touch S zusätzlich mit den Funktionen Sequentielles Dispensieren, Multi-Aspirieren und Titrieren

- Touch-Bedienung mit intuitiver Menüführung und integrierter Hilfe
- Wichtige Funktionen und Parameter auf einen Blick
- Automatischer Spitzenabwurf durch Tastendruck
- Ergonomisch angeordnete Step-Taste
- Variable Volumeneinstellung von 1,0 µl bis 50 ml
- USB-C-Anschluss zum schnellen Laden mit Kabel
- Induktiv aufladbar mit Ladeständer
- Auch verwendbar mit kompatiblen Tips anderer Hersteller

Lieferumfang: Mehrfachdispenser, inkl. Universalnetzteil (für Europa, UK, USA, Japan, Australien, Neuseeland), Li-Akku, USB-Typ C Kabel, Wand- und Regalhalter, Muster PD-Tips II, Gebrauchsanleitung, Qualitätszertifikat

Typ	Menge	Bestell Nr.	-22%	
			Preis	Jetzt
	pro VE		CHF	CHF
HandyStep® touch, inkl. Ladeständer	1	6.275 957	1.078,80	840.65
HandyStep® touch S, inkl. Ladeständer	1	6.275 958	1.355,05	1.056.85

REAGENZRESERVOIRS, PS



Weiss. Unsteril. Innenwand graduiert. Sehr stabil wegen hoher Wandstärke. Ausgussöffnungen zum einfachen Überführen von Flüssigkeiten. Schmale Rinne im Boden ermöglicht vollständige Restentleerung.

Volumen	Masse B x H x T mm	Menge	Bestell Nr.	-32%	
				Preis	Jetzt
		pro VE		CHF	CHF
55	140 x 24 x 61	100	7.695 725	88,10	60.05
100	143 x 32 x 83	100	7.695 726	105,25	71.75

PIPETTIERHELPER



Der kabellose LABSOLUTE® Pipettierhelfer ermöglicht ein komfortables und präzises Arbeiten mit Glas- und Kunststoffpipetten von 0,1 - 100 ml.

- Müheloses Pipettieren durch ergonomisches Griffstück und leichtgängige Tasten
- einfache Bedienung mit einer Hand
- Extrem leiser und leistungsstarker Motor mit zwei Geschwindigkeitsstufen
- Austauschbare Membranfilter schützen den Gerätemechanismus vor Verschmutzungen
- Verschiedenfarbige autoklavierbare Konen erlauben Personalisierung des Geräts

Im Lieferumfang sind Ladegerät, Akkus, eine praktische Halterung und eine Liegeschale, sowie zusätzliche Filter (PTFE 0,2 µm, PTFE 0,45 µm) bereits enthalten. Ausserdem erhalten Sie mit der Lieferung drei weitere verschiedenfarbige Konen (blau, grün und orange).

Volumenbereich:	0,1 - 100 ml
Stromversorgung:	2x 1,2 V/1.600 mAh NiMH Akkus
Laufzeit des Akkus:	8 Stunden bei Dauerbetrieb
Ladezeit des Akkus:	2 - 3 Stunden

Bezeichnung	Menge	Bestell Nr.	Aktionspreis	
			Preis	Jetzt
	pro VE		CHF	CHF
Pipettierhelfer mit Zubehör	1	7.696 030	339,25	228.85

PIPETTIERHELPER
PROFILLER™ MANUAL 437




Für Glas- und Kunststoffpipetten mit einem Volumen bis zu 100 ml.

- Mit grossem Saugball
- Sanfter Aktivierungshebel
- Effizientes Ausblas-System
- PTFE Membran-Schutzfilter, auswechselbar

Beschreibung	Menge	Bestell Nr.	-22%	
			Preis	Jetzt
	pro VE		CHF	CHF
Pipettierhelfer Profiller™ manual 437	1	6.320 760	71,30	55.60

PIPETTENSPITZEN IM BEUTEL, UNSTERIL




LABSOLUTE® Pipettenspitzen sind aus reinem PP gefertigt und erfüllen die Anforderungen der EN ISO 8655. Dank ihrer universellen Passform und dem hochwertigen Material garantieren die Spitzen zudem auch auf vielzähligen anderen Pipettenmodellen einen festen und absolut dichten Sitz, mit gleichzeitig reduzierten Aufsteck- und Abwurfkräften. Eine vollautomatische Fertigung und Verpackung der Pipettenspitzen unter Reinraumbedingungen garantiert kontaminationsfreies Arbeiten mit Produkten, die zertifiziert frei von DNase, RNase, humaner DNA, Pyrogenen und ATP sind - für reproduzierbare und konsistente Ergebnisse.

-30%

Volumenbereich	Abb.	Gesamt-länge mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
µl						
0,1 - 10	1	31	1000	7.695 840	35.55	24.85
0,1 - 10 XL/20	2	44	1000	7.695 841	36.45	25.55
2 - 200 (Spitze bgeschrägt)	3	51	1000	7.695 842	31.75	22.20
2 - 200 (Spitze bgeschrägt)	4	51	1000	7.695 843	31.75	22.20
2 - 200	5	53	1000	7.695 844	31.75	22.20
2 - 200	6	53	1000	7.695 845	31.75	22.20
20 - 300	7	55	1000	7.695 846	36.45	25.55
100 - 1000	8	71	500	7.695 847	18.05	12.65
100 - 1000	9	71	500	7.695 848	17.00	11.95
100 - 1250	10	76	500	7.695 849	19.30	13.55
100 - 1250 XL	11	98	500	7.695 854	21.85	15.30
500 - 5000, LABSOLUTE®/Eppendorf Fit	12	120	250	7.695 850	33.10	23.25
500 - 5000, Gilson Fit	13	120	250	7.695 933	30.70	27.85
500 - 5000, Thermo/Brand Fit	14	147	250	7.695 855	31.75	22.20
500 - 5000, Thermo/Brand Fit	14	147	100	7.695 856	19.80	13.80
1000 - 10000, Eppendorf/Gilson Fit	15	160	200	7.695 934	64.85	45.45
1000 - 10000, LABSOLUTE®/Eppendorf Fit	16	165	100	7.695 851	30.60	21.40
2000 - 10000, Thermo Fit	17	150	100	7.695 857	18.30	12.75

SEROLOGISCHE PIPETTEN, STERIL, PS



Die serologischen Pipetten sind einzeln verpackt in einer leicht zu öffnenden Papier/Kunststoffblisterpackung.

-30%

Volumen ml	Teilung ml	Farbkennung	Negative Graduierung ml	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
1	1/100	Gelb	0,3	500	7.695 550	108.00	75.55
2	1/100	Grün	0,5	500	7.695 551	108.00	75.55
5	1/10	Blau	3	200	7.695 552	68.55	47.95
10	1/10	Orange	3	200	7.695 553	71.30	49.90
25	2/10	Rot	8	150	7.695 554	108.00	75.55
50	5/10	Violett	10	100	7.695 555	109.70	76.80

MIKROLITERPIPETTEN RESEARCH® 3 NEO

eppendorf



NEU

3 neo 6er-Pack

3 neo 3er-Pack

Preisgünstiges Paket bestehend aus drei variablen Einkanalpipetten und den jeweils passenden Spitzen.

Lieferumfang (3 neo 3er-Pack, Option 1): 1 x Research® 3 neo 0,5 bis 10 µl, 1 x Research® 3 neo 5 bis 100 µl, 1 x Research® 3 neo 50 bis 1000 µl, 3 x epT.I.P.S.®-Box 2.0 mit jeweils 96 Pipettenspitzen

Lieferumfang (3 neo 3er-Pack, Option 2): 1 x Research® 3 neo 1 bis 20 µl (gelb), 1 x Research® 3 neo 10 bis 200 µl, 1 x Research® 3 neo 50 bis 1000 µl, 3 x epT.I.P.S.®-Box 2.0 mit jeweils 96 Pipettenspitzen

Lieferumfang (3 neo 3er-Pack, Option 3): 1 x Research® 3 neo 50 bis 1000 µl, 1 x Research® 3 neo 0,25 bis 5 ml, 1 x Research® 3 neo 0,5 bis 10 ml, 1 x epT.I.P.S.®-Box 2.0 mit 96 Pipettenspitzen, 2 x Beutel mit 10 Pipettenspitzen

Lieferumfang (3 neo 6er-Pack): 1 x Research® 3 neo 0,1 bis 2,5 µl, 1 x Research® 3 neo 0,5 bis 10 µl, 1 x Research® 3 neo 1 bis 20 µl (gelb), 1 x Research® 3 neo 5 bis 100 µl, 1 x Research® 3 neo 10 bis 200 µl, 1 x Research® 3 neo 50 bis 1000 µl, 6 x epT.I.P.S.®-Box 2.0 mit jeweils 96 Pipettenspitzen, Pipettenkarussell 2

Einführungspreis

Beschreibung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
Research® 3 neo 3er-Pack, Option 1	1	6.329 216	901.60	721.30
Research® 3 neo 3er-Pack, Option 2	1	6.329 217	901.60	721.30
Research® 3 neo 3er-Pack, Option 3	1	6.329 218	901.60	721.30
Research® 3 neo 6er-Pack	1	6.329 219	1.895.20	1.516.15

PASTEURPIPETTEN, LDPE

LABSOLUTE®



LABSOLUTE® Pasteurpipetten sind aus transparentem LDPE gefertigt und für Lebensmitteluntersuchungen geeignet.

-15%

Volumen ml	Steril	Verpackung	Länge mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
1	Nein	Bulk	154	500	7.691 200	38.30	32.55
3	Nein	Bulk	154	500	7.691 202	29.20	24.85

MESSKOLBEN, BLAU GRADUIERT, BOROSILIKATGLAS 3.3, KLASSE A, MIT PP-STOPFEN



Alle BLAUBRAND® Messkolben werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalpackung geliefert. Auf Anfrage auch mit Einzelzertifikat, USP-Chargenzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAKKS-Kalibrierschein erhältlich.

- DIN EN ISO 1042
- DE-M gekennzeichnet
- Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe
- Justiert auf IN

-35%

Inhalt	Toleranz	NS	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ml	± ml		pro VE		CHF	CHF
10	0,025	7/16	2	4.689 148	43.00	27.95
5	0,04	10/19	2	4.683 911	43.00	27.95
10	0,04	10/19	2	4.683 912	43.45	28.20
20	0,06	12/21	2	4.683 913	45.20	29.35
20	0,04	10/19	2	4.683 914	44.40	28.75
25	0,04	10/19	2	4.683 915	44.40	28.75
25	0,06	12/21	2	4.683 916	49.55	32.20
50	0,06	12/21	2	4.683 917	48.90	31.75
50	0,10	14/23	2	4.683 918	49.55	32.20
100	0,10	12/21	2	4.683 919	53.25	34.50
100	0,10	14/23	2	4.683 920	53.25	34.50
150	0,15	14/23	2	6.326 927	66.95	43.45
200	0,15	14/23	2	4.683 921	60.60	39.35
250	0,15	14/23	2	4.683 922	63.25	41.15
500	0,25	19/26	2	4.683 923	74.85	48.65
1000	0,40	24/29	1	9.276 453	66.15	42.90
2000	0,60	29/32	1	9.276 454	90.40	58.65
1000	0,60	28/32	1	7.408 401	72.70	47.15

MESSKOLBEN, WEISSE GRADUIERUNG, BOROSILIKATGLAS 3.3, KLASSE A, MIT PP-STOPFEN



BLAUBRAND®, DIN EN ISO 1042, DE-M gekennzeichnet. Justiert auf IN. Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker weisser Emailfarbe. Alle BLAUBRAND® Messkolben werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalverpackung geliefert.

-35%

Inhalt	Toleranz	NS	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ml	± ml		pro VE		CHF	CHF
5	0,04	10/19	2	4.683 924	73.25	47.60
10	0,04	10/19	2	4.683 925	73.25	47.60
20	0,04	10/19	2	4.683 926	72.90	47.40
20	0,06	12/21	2	4.714 196	78.10	50.70
25	0,04	10/19	2	4.683 927	72.90	47.40
25	0,06	12/21	2	4.714 197	78.10	50.70
50	0,06	12/21	2	4.683 928	76.15	49.45
50	0,10	14/23	2	4.683 929	77.85	50.60
100	0,10	14/23	2	4.683 930	77.40	50.30
200	0,15	14/23	2	4.683 931	96.25	62.55
250	0,15	14/23	2	4.683 932	106.60	69.30
500	0,25	19/26	2	4.683 933	133.65	86.85
1000	0,4	24/29	1	7.018 564	134.45	87.30

MESSZYLINDER, HOHE FORM, KLASSE A, BLAU GRADUIERT



Hohe Form. Klasse A. Aus Borosilikatglas 3.3. Mit funktionalem Ausguss und Sechskant-Glasfuss. Justiert auf „In“ (20 °C). Gemäss DIN EN ISO 4788.

Ein Konformitätszertifikat ist auf Anfrage verfügbar.

-35%

Volumen	Teilung	Toleranz	Höhe	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ml	ml	± ml	mm	pro VE		CHF	CHF
5	0,1	0,05	115	1	7.691 000	11.95	7.80
10	0,2	0,1	135	1	7.691 001	12.30	8.05
25	0,5	0,25	160	1	7.691 002	12.65	8.30
50	1	0,5	195	1	7.691 003	13.80	8.95
100	1	0,5	240	1	7.691 004	14.40	9.30
250	2	1,0	320	1	7.691 005	26.80	17.35
500	5	2,5	380	1	7.691 006	42.45	27.60
1000	10	5,0	465	1	7.691 007	70.05	45.55
2000	20	10,0	565	1	7.691 008	101.45	65.90

MESSPIPETTEN, KLASSE AS, TYP 3, BRAUN GRADUIERT



Gemäss DIN EN ISO 835. Aus Kalk-Soda-Glas. Mit Chargenkenennung. Justierung auf Ex (+5 Sekunden). Schnellablauf. Unempfindliche Beschriftung aus brauner Diffusionsfarbe. Ein chargenspezifisches Konformitätszertifikat ist auf Anfrage verfügbar.

-30%

Volumen	Länge	Farbmarkierung	Teilung	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ml	mm		ml	pro VE		CHF	CHF
1	360	Gelb	0,01	6	7.691 050	36.55	25.65
2	360	Schwarz	0,02	6	7.691 051	27.60	26.35
5	360	Rot	0,05	6	7.691 052	42.45	29.65
10	360	Orange	0,10	6	7.691 053	44.40	31.05
20	450	Gelbe Streifen	0,10	3	7.691 054	32.20	22.55
25	450	Weiss	0,10	3	7.691 055	35.30	24.75
50	450	Schwarz	0,20	3	7.691 056	52.80	36.90

Länge ±10 mm

pH-METER FIVEGO™ F2

Tragbares pH-Meter für den Feldeinsatz und Labor.

- Einfach messen: Grosse, übersichtliche Anzeige, intuitiv angeordnete Tasten, einfache Menüstruktur für Messungen mit wenigen Klicks
- Ergonomisches Design für einhändige Bedienung: Dank seines ergonomischen Designs lässt sich das FiveGo™ bequem bedienen. Das faltbare Stativ bietet optimale Ablesbarkeit auf ebenen Flächen
- IP 67 Wasser- und Staubdicht

Lieferumfang:

F2-Meter: nur Gerät

F2-Standard kit: Gerät mit LE438

Sensor

F2-Field kit: Gerät mit LE438 Sensor, Transportkoffer



F2-Standard kit

Messbereich:	pH 0,00 ... 14,00
Auflösung:	0,01
Messbereich:	-1999... 1999 mV
Auflösung:	1 mV
Temperaturkompensation:	ATC und MTC
Kalibrierung:	3 Punkte, 4 vordefinierte Puffergruppen
Datenspeicher:	200 Messungen, aktuelle Kalibrierung
Messbereich:	0 ... 100 °C
Auflösung:	0,1 °C
Abmessungen (B x T x H):	188 x 77 x 33 mm
Schutzklasse:	IP 67 (Gerät + Elektrode)

-22%

Typ	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		CHF	CHF
F2-Meter	1	6.280 111	441.60	344.45
F2-Standard kit	1	6.280 112	667.00	520.25
F2-Field kit	1	6.280 113	747.50	583.05

TECHNISCHE pH-PUFFERLÖSUNG



Farbkodiert. Geprüft und zertifiziert nach ISO 17025 bei 25 °C. Toleranz $\pm 0,02$ pH. Alle Puffer werden mit einem ausführlichen Analysenzertifikat geliefert, Rückverfolgbarkeit nach N.I.S.T.

-20%

pH-Wert bei 25 °C	Farbe	Inhalt ml	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
			pro VE		CHF	CHF
2,00	Rot	250	1	9.040 949	36.45	29.15
4,01	Rot	250	1	9.040 950	36.45	29.15
4,60	Gelb	250	1	4.011 272	30.50	24.40
7,00	Gelb	250	1	6.240 744	36.45	29.15
9,21	Blau	250	1	9.040 951	36.45	29.15
10,00	Blau	250	1	6.240 745	36.45	29.15
2,00	Rot	500	1	4.011 273	34.60	27.60
4,01	Rot	500	1	6.206 907	41.50	33.20
4,60	Gelb	500	1	6.227 021	34.60	27.60
7,00	Gelb	500	1	6.229 762	41.50	33.20
9,21	Blau	500	1	6.205 893	34.60	27.60
10,00	Blau	500	1	6.229 763	34.60	27.60

MULTIPARAMETER MESSGERÄTE MULTILAB® PRO IDS



- Bis zu 4 Parameter gleichzeitig
- 7" Touchscreen
- Geeignet für IDS Elektroden



Digitales Multiparameter Messgerät mit bis zu 4 galvanisch getrennten Messkanälen für pH, Redox, mV, Leitfähigkeits-, Sauerstoff-, ISE- und Trübungsmessungen. Damit können bis zu 4 gleiche oder unterschiedliche Parameter simultan gemessen werden. Ideal für anspruchsvolle Aufgaben, auch in kritischen (GxP) Bereichen. Das brillante 7" Touchdisplay mit Spezial-Touchscreen-Glas ist alkohol- und desinfektionsmittelbeständig und kann mit Handschuhen bedient werden. Vordefinierte Methoden, automatische Dokumentation, Metadaten-Sicherung und eine Onboard-Anleitung erleichtern die Handhabung und optimieren den Workflow.

- Funkvorbereitet für Intelligente Digitale Sensoren (IDS)
- Digitale Sensorerkennung
- Kabelgebundener oder drahtloser Sensoranschluss möglich
- Voreingestellte und definierbare Puffersätze
- QSC-Kalibrierung
- AutoRead-Funktion
- LIMS ready: einfache Einbindung in bestehende LIMS-Systeme
- Gespeicherte Metadaten werden sicher über das LAN-Netzwerk transferiert
- Datenexport auch als PDF/A, JSON und csv
- Schnittstellen: 2 x USB-A und 1 x Ethernet
- GxP-konform

Lieferumfang:

MultiLab® Pro 20 IDS S2: Multiparameter Messgerät mit 2 Messkanälen, pH-Elektrode SenTix® 980, digitale Leitfähigkeitsmesszelle TetraCon® 925, Pufferlösungen STP 4, STP 7 und STP 10 Trace, 3 mol KCl-Lösung, Leitfähigkeitsstandard 1413 μ S/cm, Stativ, Universalnetzteil

MultiLab® Pro 40 IDS S4: Multiparameter Messgerät mit 4 Messkanälen, pH-Elektrode SenTix® 980, Redox-Elektrode SenTix® ORP-T 900, digitale Leitfähigkeitsmesszelle TetraCon® 925, digitaler Sauerstoffsensord FDO® 925, Pufferlösungen STP 4, STP 7 und STP 10 Trace, 3 mol KCl-Lösung, Leitfähigkeitsstandard 1413 μ S/cm, Stativ, Universalnetzteil

Aktionspreis

Typ	Kanäle	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
		pro VE		CHF	CHF
MultiLab® Pro 20 IDS S2	2	1	4.712 712	4,209.00	3,036.00
MultiLab® Pro 40 IDS S4	4	1	4.712 715	6,849.40	4,939.25



PROBENSAMMLER VAMPIR




Die selbstansaugende Peristaltikpumpe ist auch für verschmutzte oder partikelhaltige Substanzen mit einer Viskosität von max. 500 mPas geeignet. Die Proben werden über das geschlossene Schlauchsystem direkt in den Probenbehälter geleitet.

- Akkubetriebene Schlauchpumpe
- Ansaugtiefe von 5 Metern

Lieferumfang: Antriebseinheit, Pumpenkopf, Pumpenschlauch (30 cm, Marprene), Saugschlauch (5 m, PE), Schlauchverbinder (PP), Probenflasche (250 ml, LDPE), Flaschenkorb, zwei Akkus, Akku-Ladegerät

Typ	Menge	Bestell Nr.	-20%	
			Preis	Jetzt
	pro VE		CHF	CHF
Vampir-Probensammler komplett	1	9.303 851	1.325.50	1.060.30

ALLSCHICHT-SAMMLER, EDELSTAHL V4A



Zur Probennahme von Schüttgütern aller Art. Verschiedene Ausführungen in unterschiedlichen Längen und Materialien: Mit offenen Kammern für die Querschnittprobe durch alle Schichten des Probengutes. Entleerung über das offene Ende des Sammlers. Rohr-Ø 25 mm.

Bequeme Entleerung mittels Entleervorrichtung.

Verschluss-Siegel close-it und close-it food & pharma bitte separat bestellen.

Kammer Volumen	Länge	Einstechtiefe	Anzahl Öffnungen	Menge	Bestell Nr.	-20%	
						Preis	Jetzt
ml	cm	mm		pro VE		CHF	CHF
70	55	430	3	1	6.232 190	768.30	614.10
130	85	710	3	1	6.234 598	885.85	708.40
260	150	1355	5	1	9.303 865	1.066.50	852.15

EINWEG-PROBENNEHMER MULTIDISPO FÜR FESTSTOFFE, HDPE



In vielen Bereichen kommt es auf eine rasche und absolut kontaminationsfreie Probennahme an. In diesen Fällen sind die Einweg-DispoSampler geradezu ideal. Im Reinraum gefertigt, einzeln verpackt sind sie stets absolut rein zum sofortigen Einsatz bereit. Für fließfähige Pulver und feinkörnige Granulate. Leerung über Handgriff.

Beschreibung	Volumen	Länge	Menge	Bestell Nr.	-20%	
					Preis	Jetzt
	ml	mm	pro VE		CHF	CHF
steril	100	500	20	6.282 440	322.10	257.60
unsteril	100	500	20	6.282 439	284.75	227.70
steril	200	1000	20	6.282 442	385.35	308.20
unsteril	200	1000	20	6.282 441	346.15	276.60


KONTROLL-VERSCHLUSSSIEGEL CLOSE-IT FOOD & PHARMA



Weiss/unbedruckt oder farbig mit Beschriftungsfeld. close-it ist ein Haftetikett mit Dampfsperre und extrem starker Haftkraft. Der Klebstoff entspricht den europäischen Lebensmittel- und FDA Richtlinien. Somit eignet sich close-it food & pharma für die Probennahme von Lebensmitteln, Pharmazeutika, Kosmetika, Nahrungsergänzungsmitteln, selbst für Gefriergut.

Beschreibung	Farbe	Menge	Bestell Nr.	-20%	
				Preis	Jetzt
		pro VE		CHF	CHF
Bedruckt, 95 x 95 mm	rot	500	6.228 255	76.15	60.90
Bedruckt, 95 x 95 mm	grün	500	9.303 998	76.15	60.90
Bedruckt, 95 x 95 mm	gelb	500	9.303 996	76.15	60.90
Bedruckt, 95 x 95 mm	blau	500	9.303 997	76.15	60.90
Bedruckt, 95 x 95 mm	schwarz	500	9.303 999	76.15	60.90
Unbedruckt, 95 x 95 mm	weiss	500	9.303 986	76.15	60.90

ULTRASCHALL-HOMOGENISATOR SONOPULS HD 4100



Für Volumina 2 bis 200 ml. Betriebsfertiges Set für Volumina von 3 ml bis 50 ml bestehend aus:

- Generator GM 4200
- Ultraschallwandler UW 100
- Stufenhorn SH 100 G
- Titan-Sonotrode TS 103, Ø 3 mm
- LC-Display für Amplitude, Pulsstufe, Zeit- und Energieeintrag
- Temperaturanzeige und Messung
- Fernsteuerung mit PC RS 232

Weitere Titan-Sonotroden mit Ø 2 mm, 4,5 mm, 6 mm, 9 mm und 13 mm auf Anfrage erhältlich.

HF-Generator

Abmessungen (B x T x H):

Ultraschallwandler

Abmessungen (Ø x L):

Ultraschall-Nennleistung:

GM 4200

150 x 335 x 220 mm

UW 100

70 x 150 mm

max. 100 W

Aktionspreis

min. Probenvolumen	max. Probenvolumen	Steckertyp	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ml	ml		pro VE		CHF	CHF
3,00	50	EU	1	9.650 152	5.317,60	3.260,25
3,00	50	UK	1	6.494 501	5.317,60	3.260,25
3,00	50	CH	1	6.494 502	5.317,60	3.260,25

Stativ und Glas nicht im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR

Das Haltegestell dient zur korrekten und variablen Positionierung der Ultraschall-Wandler.



Aktionspreis

Typ	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		CHF	CHF
HG 40	1	4.672 126	1.102,85	716,45

DISPERGIERGERÄT OV 725 DIGITAL/SYSTEM



Komplettset mit Stativ und Dispergier-Werkzeug

velp®

Digitales Dispergiergerät zum schnellen Homogenisieren.

- Leistungsstarker, bürstenloser Motor
- Helle, intuitive LED-Anzeige
- Benutzerfreundliches, übersichtliches Bedienfeld zeigt Geschwindigkeitsparameter auf einen Blick
- Mit Sanftanlauf
- Timer bis 99 h 59 min einstellbar
- Schnelle und einfache Installation der Dispergierwerkzeuge
- LED-Anzeigesystem und Wartungstimer informieren über die verbleibende Zeit bis zur Wartung und ermöglichen einen rechtzeitigen Austausch der Dichtungen

Lieferumfang:

Dispergiergerät,
Werkzeug-Demontageset

Lieferumfang (System):

Dispergiergerät,
Stativ mit Doppelstange,
Dispergierwerkzeug
D20-S20C-P-R20S,
Werkzeug-Demontageset



-28%

Typ	Volumen	Drehzahl	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	ml	min ⁻¹	pro VE		CHF	CHF
OV 725 Digital	0,2 ... 2500	2000 ... 25000	1	4.699 481	2.428,80	1.748,00
OV 725 Digital System	0,2 ... 2500	2000 ... 25000	1	4.699 483	2.282,10	2.362,10

LABORMISCHER BAGMIXER® 400 P

interscience



Zur Probenvorbereitung mit einstellbarem Paddel-System. Auf alle Einheiten gewähren wir 3 Jahre Garantie und Lebensgarantie für Stossdämpfer und Tür mit Sichtfenster.

-35%

Volumen	Abmessungen	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ml	(B x T x H) mm	pro VE		CHF	CHF
50 ... 400	260 x 390 x 290	1	6.204 551	3.161,35	2.052,75

MAGNETRÜHRER MIT HEIZUNG RH LITE



Das Einstiegsmodell RH lite überzeugt durch sein kompaktes Design und hohe Qualität. Entwickelt für einfache Anwendungen und den Basisbedarf im Labor, bietet es alles, was für sicheres und effizientes Arbeiten benötigt wird.

- Einstellbarer Temperatur-Sicherheitskreis nach EN IEC 61010-2-010
- Zwei Dreh- und Druckknöpfe für unabhängige Sollwerteinstellung sowie Start/Stopp der Heiz- und Rührfunktion

Lieferumfang: Magnetrührer, Magnetstäbchen IKAFLON® 30, Schraubendreher

-30%						
Rührmenge	Drehzahl	Steckertyp	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
l	min ⁻¹		pro VE		CHF	CHF
15	100 ... 1.500	EU	1	4.721 079	423,20	296,25
15	100 ... 1.500	UK	1	4.721 100	423,20	296,25
15	100 ... 1.500	CH	1	4.721 115	423,20	296,25

MAGNETRÜHRER LLG-uniSTIRRER 2



Kompakter und preiswerter Magnetrührer ohne Heizung für Volumina bis 1000 ml. Drehzahl stufenlos regelbar von 0 bis 2000 min⁻¹. Plattendurchmesser 120 mm. Gehäuse aus robustem ABS.

Lieferumfang: Magnetrührer, Netzteil, 2 Magnetrührstäbchen 27 x 8 mm und 34 x 8 mm

Max. Rührmenge (H₂O): 1000 ml
 Drehzahl: 0 ... 2000 min⁻¹
 Zulässige Umgebungstemperatur: 0 ... 50 °C
 Rührstäbchen: 25 x 8 mm
 Aufstellfläche: 120 x 120 mm
 Abmessungen (B x T x H): 150 x 135 x 53 mm
 Netzanschluss: 100 ... 230 V, 50/60 Hz
 Schutzart: IP 21

-35%						
Typ	Steckertyp	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt	
LLG-uniSTIRRER 2	EU	1	6.263 430	140,20	91,10	CHF

MAGNETRÜHRER MIT HEIZUNG RET BASIC



Der Magnetrührer IKA RET basic bietet ein durchdachtes, mehrstufiges Sicherheitskonzept, innovative Bedienung und maximale Flexibilität. Durch die integrierten WLAN und LAN Schnittstellen eignet er sich ideal für Digitalisierungs- und Dokumentationsprojekte, bei denen Geräte zentral vernetzt, überwacht, gesteuert oder in Softwarelösungen eingebunden werden sollen.

- Kombination mit IKA Kontaktthermometer ETS-D5 oder IKA Drahtlos-Tempersensoren PT.Wireless und ETS-D7 möglich
- Doppel-Sensorik für Medium und Trägermedium
- Unabhängiger Sicherheitskreis nach EN IEC 61010-2-010
- Integrierte Schnittstellen: RS232, USB-C, LAN, WLAN
- Sichere Überwachung im Labor mit der IKA APP (Zubehör benötigt)

-30%						
Rührmenge	Drehzahl	Steckertyp	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
l	min ⁻¹		pro VE		CHF	CHF
20	50 ... 1.700	EU	1	4.721 074	1.492,70	1.044,90
20	50 ... 1.700	UK	1	4.721 095	1.492,70	1.044,90
20	50 ... 1.700	CH	1	4.721 110	1.492,70	1.044,90

MAGNETRÜHRSTÄBCHEN, ZYLINDRISCH, PTFE



LABSOLUTE®

Zylindrische LABSOLUTE® Magnetrührstäbchen mit glatter Oberfläche.

- PTFE ummantelt
- Besonders chemikalienresistent

-25%						
Länge	Ø	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt	
mm	mm	pro VE		CHF	CHF	
10	5	10	7.695 100	21,15	15,85	
15	5	10	7.695 101	22,55	16,90	
20	6	10	7.695 102	27,15	20,35	
25	6	10	7.695 103	28,30	21,30	
30	7	10	7.695 104	31,15	23,35	
35	6	10	7.695 105	35,55	26,70	
40	8	10	7.695 106	44,30	33,25	
45	8	10	7.695 107	53,60	40,25	
50	8	10	7.695 108	62,85	47,85	
60	9	10	7.695 109	85,80	64,40	
70	9	10	7.695 110	114,75	86,15	
80	9	10	7.695 111	148,45	111,35	

VORTEX-GENIE® 2



Robustes und zuverlässiges Schüttelgerät zum schnellen Mischen und Schütteln von Proben. Vielfältiges Zubehör: z. B. Aufsätze für Reagenzgläser, Bechergläser, Reaktionsgefässe etc. Aufsätze durch Schnappverschlussystem leicht auswechselbar. Intervallbetrieb (mit Hilfe der Startautomatik ausgelöst durch Druck auf den Aufsatz) oder Dauerbetrieb möglich.

Lieferumfang: Vortexer, Plattform (Ø 76 mm) mit Gummiauflage, Pop-off Aufsatz

Schüttelbewegung: kreisend
Drehzahlbereich: 600-2700 min⁻¹
Abmessungen (L x B x H): 165 x 122 x 165 mm
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz

-35%

Typ	Steckertyp	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
		pro VE		CHF	CHF
Vortex Genie® 2	EU	1	9.730 060	454.25	295.25
Vortex Genie® 2	UK	1	6.251 939	454.25	295.25
Vortex Genie® 2	CH	1	6.235 684	454.25	295.25

STATIVE FÜR RÜHRWERKE



R 1825

-30%

Typ	Stativstab Ø	Höhe	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
			pro VE		CHF	CHF
R 1825	16	560	1	9.224 031	408.25	285.80
R 1826	16	800	1	9.224 032	450.80	315.55
R 1827	16	1000	1	9.224 033	480.70	336.50

RÜHRWERK EUROSTAR 20/60 DIGITAL



20 digital



60 digital

Dieses Rührwerk für einfache Mischaufgaben vereint modernes Design, Benutzerfreundlichkeit und zuverlässige Leistung. Mit bis zu 23% weniger Platzbedarf im Vergleich zum Vorgängermodell passen es perfekt in jedes Labor. Die innovative Drehmoment-Trendmessung zeigt den Viskositätstrend der Probe an und der Drehmomentverlauf wird direkt auf dem Display angezeigt.

- Einhaltung der Reinraumklasse ISO 7/8
- Drehmoment-Trendmessung (Genauigkeit ±6 Ncm)
- Konstante Rührgeschwindigkeit auch bei Änderungen des Drehmomentbedarfs oder der Viskosität des Materials
- Grosses LCD-Display zeigt alle Parameter auf einen Blick
- Quick Sense Keyless Chuck ermöglicht den Wechsel der Mischwerkzeuge mit einer Hand, ohne zusätzliche Werkzeuge
- Sperrtaste verhindert versehentliche Änderungen der Einstellungen
- Automatische Sicherheitsabschaltung bei Blockierung des Rührflügels oder bei Erreichen des vom Benutzer festgelegten Drehmomentgrenzwerts
- Schnittstellen: USB, RS232
- Kompatibel mit der Laborsoftware labworldsoft®
- Timer-/Zählerfunktion

-30%

Typ	Rührmenge	Steckertyp	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	I		pro VE		CHF	CHF
20 digital	25	EU	1	4.721 063	1,147.70	803.40
20 digital	25	UK	1	4.721 087	1,147.70	803.40
20 digital	25	CH	1	4.721 102	1,147.70	803.40
60 digital	60	EU	1	4.721 065	1,895.20	1,326.65
60 digital	60	UK	1	4.721 089	1,895.20	1,326.65
60 digital	60	CH	1	4.721 104	1,895.20	1,326.65

EXSIKKATOREN



Control-Star



Control-Maxi 2

Exsikkatoren mit Aluminiumrahmen, Scheiben aus Acrylglas und Gummifüssen. Zwischenböden aus Polycarbonat. Stapelbar. Die automatische Control-Einheit reguliert die Luftfeuchtigkeit kontinuierlich auf den Sollwert. Der Sollwert kann digital von 15 bis 95% r.F. eingestellt werden. Kein manuelles Zuführen oder Entleeren von Wasser notwendig. Das Display zeigt die Temperatur, den aktuellen Betriebszustand (Entfeuchten/Befeuchten), sowie den eingestellten Sollwert und aktuellen Istwert der Luftfeuchtigkeit an.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite.

-22%						
Typ	Nenn-volumen	Max. Einschübe	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	l		pro VE		CHF	CHF
Control-Star	51	26	1	4.717.929	3.802.50	2.965.85
Control-Big-Star	156	8	1	4.717.930	5.652.70	4.409.10
Control-Maxi 2	156	8	1	4.717.931	9.141.80	7.130.00

EXSIKKATOREN, BOROSILIKATGLAS 3.3, MIT UNSTOFFKNOPFDECKEL



Klarglas, mit Porzellanplatte, ohne Vakuumanschluss.

-35%						
Ø aussen	Ø Platte	DN	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
mm	mm		pro VE		CHF	CHF
151	90	100	1	9.042.810	155.00	100.75
210	140	150	1	9.042.811	219.00	142.90
269	190	200	1	6.230.515	275.10	178.70
329	240	250	1	9.042.812	460.35	299.00
392	290	300	1	6.225.773	668.15	434.15

VAKUUM-EXSIKKATOREN NOVUS DURAN®, KOMPLETT



DURAN® Vakuum-Exsikkator mit NOVUS NS-Tubus im Deckel, mit Hahn, mit Planflansch, mit Exsikkator-Platte aus Porzellan.

-32%						
Höhe	Tubus	DN	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
mm			pro VE		CHF	CHF
239	NS 24/29	150	1	9.042.132	383.20	260.50
296	NS 24/29	200	1	9.042.139	508.65	343.95
344	NS 24/29	250	1	9.042.144	742.90	505.15
420	NS 24/29	300	1	9.042.148	1.052.25	715.60

TROCKNUNGSMITTEL (KIESELGEL MIT FEUCHTIGKEITSINDIKATOR)



Das CHEMSOLUTE® Kieselgel ist als Granulat und in Perlenform erhältlich. Es enthält einen Feuchtigkeitsindikator, der das Kieselgel bei Wasseraufnahme von braun-gelb (volle Wasseraufnahmekapazität) nach aquamarin-grün (erschöpfte Wasseraufnahmekapazität) verfärbt.

- Korngrösse 2,5 bis 6 mm (Granulat), 1 bis 3 mm und 3 bis 5 mm (Perlen)
- Kobaltfreier Feuchtigkeitsindikator
- Regenerationstemperatur 120 °C



-25%						
Form	Verpackung	Menge	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
		kg	pro VE		CHF	CHF
Granulat (2,5 - 6 mm)	Kunststoffflasche	1	1	1616.1000	114.90	86.15
Granulat (2,5 - 6 mm)	Kunststoffflasche	5	1	1616.5000	239.55	179.65
Granulat (2,5 - 6 mm)	Kunststofffeimer	25	1	1616.9025	1.158.85	869.15
Perlen (1 - 3 mm)	Kunststoffflasche	1	1	1620.1000	55.10	41.30
Perlen (3 - 5 mm)	Kunststoffflasche	1	1	1626.1000	55.10	41.30

VERDAMPFERKOLBEN MIT NORMSCHLIFF, DURAN®



Speziell für Rotationsverdampfer, mit zentriertem Normschliff, birnenförmig, mit Beschriftungsfeld.

-36%						
Nenn-volumen	Hülse	Kolben Ø	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ml	NS	mm	pro VE		CHF	CHF
100	29/32	60	1	9.196 024	29.80	19.05
250	29/32	81	1	9.196 036	51.75	33.10
500	29/32	101	1	9.196 044	59.55	38.10
1000	29/32	126	1	9.196 054	85.80	54.85
2000	29/32	158	1	9.196 063	112.05	72.30
3000	29/32	175	1	6.202 040	156.40	100.05

TROPFENFÄNGER, BOROSILIKATGLAS 3.3



Wird bei der Destillation verwendet, um den Übertritt von Flüssigkeit aus dem Kolben in den Kühler zu vermeiden.

-36%						
Beschreibung	Kern	Hülse	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	NS	NS	pro VE		CHF	CHF
Gerade	29/32	29/32	1	6.255 503	46.00	29.45

GUMMI-BLASE MIT SCHLAUCHANSATZ



- Aus Latex
- Für Rotationsverdampfer
- Zum Mischen oder Sammeln von Gasen
- Zur Kontrolle von Luft-/ Gaseintritt oder Gasaustritt an Apparaturen

-35%						
Grösse	Volumen	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt	
	l	pro VE		CHF	CHF	
5	ca. 1,5 ... 2	1	9.115 515	118.45	77.00	
8	ca. 3,5 ... 4	1	7.652 667	172.15	111.90	

ROTATIONSVERDAMPFER PAKET RV 8 STARTER SOLUTION



- Komplettsatz mit Heizbad, Vakuumpumpe und Umwälzkühler
- Vertikaler Glassatz



Das Paket Starter Solution ist die Komplettlösung für den Rotationsverdampferaufbau. Der RV 8 ist eine manuelle Basiseinheit. Er ist vielseitig einsetzbar in der Chemie, Pharmazie und Bioindustrie, in den Gebieten der Forschung und Entwicklung, Produktion und Qualitätssicherung, in Laboren und im Anlagenbau. Digitale Displays für Rotationsgeschwindigkeit und Heizbadtemperatur erlauben eine optimale Steuerung sämtlicher Destillationsprozesse.

Lieferumfang:

Rotationsverdampfer RV 8 Flex, Vakuumpumpe VACSTAR lite, Vakuumcontroller VC 10 lite, Heizbad HB digital, vertikaler Glaskühler-Satz mit 1 l Auffang- und Verdampferkolben, Umwälzkühler RC 2 lite, Stativstange, Schlauchsatz, Kabel

Aktionspreis						
Typ	Drehzahl min ⁻¹	Steckertyp	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
			pro VE		CHF	CHF
RV 8 Starter Solution	5 ... 300	EU	1	4.699 402	9.603.65	6.721.75
RV 8 Starter Solution	5 ... 300	UK	1	4.699 422	9.603.65	6.721.75
RV 8 Starter Solution	5 ... 300	CH	1	4.699 442	9.603.65	6.721.75

MUFFELÖFEN SERIE LT 3/11 - LT 40/11, BIS 1100 °C, MIT HUB- ODER KLAPPTÜR



LT 3/11/B510



L 3/11/B510

- Ausgestattet mit den programmierbaren Controllern B 510 (Mit Touchpanel, 5 Programme mit je 4 Segmenten)
- Standardanschluss 220-240 V 1/N/PE 50/60 Hz
- Maximale Einsatztemperatur bis 1100 °C.

Aktionspreis

Typ	Nenn- volumen	Abmessungen ausser (B x T x H)	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	l	mm	pro VE		CHF	CHF
LT 3/11/B510	3	385 x 330 x 405	1	6.241 787	3.727.50	2.699.05
LT 5/11/B510	5	385 x 390 x 460	1	6.260 949	4.738.00	3.392.50
LT 9/11/B510	9	415 x 455 x 515	1	6.241 499	5.002.50	2.703.65
LT 15/11/B510	15	415 x 555 x 515	1	6.237 183	5.888.00	2.704.80
LT 24/11/B510 *	24	490 x 555 x 580	1	6.274 993	7.820.00	2.707.10
LT 40/11/B510 *	40	530 x 705 x 580	1	6.239 613	8.176.50	2.709.40
L 5/11/B510	5	385 x 390 x 460	1	4.682 587	5.163.50	2.702.50
L 3/11/B510 **	3	385 x 330 x 405	1	6.321 436	3.727.50	2.699.05
L 15/11/B510 **	15	415 x 555 x 515	1	6.056 446	5.888.00	2.705.95
L 24/11/B510 * / **	24	490 x 555 x 580	1	6.206 861	7.820.00	2.708.25
L 40/11/B510 * / **	40	530 x 705 x 580	1	7.660 691	8.176.50	2.710.55

*Standardanschluss 400 V 3/N/PE 50/60 Hz

**Klapptür

KÜHL/HEIZ-BADZIRKULATOR ECOCOOL 100R/150R



Bestehend aus zwei Modellen, die Produkte im ecocoolR Sortiment werden als Komplettsset geliefert.

- 3 Jahre Garantie mit Grant bewerteten Service und Support, keine Registrierung erforderlich
- Aktiv Kühlung durch den gesamten Temperaturbereich
- Energieeinsparung von bis zu 80% gegenüber den Standard-Kompressor-Einheiten
- Modern, Schlank mit attraktiven Design



ecocool 150R

ecocool 100R || ecocool 150R

5 L || 6 L
2160 W || 2280 W

Volumen:

Heizleistung:

Kälteleist. kW

bei 20/0/-20 °C:

Max. Temperaturbereich:

Abmessungen (B x T):

0,25/0,2/0,05 || 0,45/0,35/0,2
-20 ... 100 °C || -25 ... 150 °C
150 x 120 mm

-25%

Typ	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		CHF	CHF
ecocool 100R	1	4.685 694	5.118.65	3.838.70
ecocool 150R	1	4.685 695	6.272.10	4.703.50

RÜHRHEIZHAUBE LABHEAT® KM-MER-SO



- Mit Magnetrührer
- Rühren bis 1600 min⁻¹

Heizhaube für Rundkolben. Flexibler Glasseide-Heizkörper in einem kunststoffbeschichtetem, chemikalienbeständigem Metallgehäuse mit eingebautem Netz- und Heizzonenschalter, sowie einem eingebauten Regler zur stufenlosen Leistungsanpassung und separat zuschaltbarem Magnetrührer (stufenlos regelbare Drehzahl bis 1600 min⁻¹). Heiz- und Rührfunktion arbeiten unabhängig voneinander mit jeweils eigener Stromzufuhr. 1,5 m Netzanschlussleitung mit 7-poligen Rundstecker, ausschliesslich zum Betrieb mit dem Laborregelgerät KM-RX 1005 (bitte separat bestellen).

-35%

Volumen	Ø Gefäss	Steckertyp	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ml	mm		pro VE		CHF	CHF
100	64	EU	1	4.722 106	708.10	518.65
250	85	EU	1	4.722 107	813.05	527.85
500	105	EU	1	4.722 108	871.70	565.80
1000	131	EU	1	4.722 109	915.40	594.55

LABORREGELGERÄT KM-RX 1005



Mikroprozessorgesteuertes Tischgerät mit Soll- und Ist-Wert-Anzeige im stabilen Kunststoffgehäuse für die direkte Temperaturregelung der Rührheizhauben KM-MER-SO. PID-Selbstoptimierung, mit Rampenfunktion, USB-Anschluss. Mit der montierten Stativklemme kann der Laborregler platzsparend an einer Stativvorrichtung befestigt werden. Anschluss der Rührheizhaube über eine 7-pol. Rundsteckbuchse mit allpoliger Absicherung. Auf der Rückseite sind Klemmen für den Sensor-/Alarmschluss vorgesehen. Sensor-Eingang: Pt100 oder Thermoelemente.

-28%

Typ	Steckertyp	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
		pro VE		CHF	CHF
KM-RX 1005	EU	1	4.722 110	608.35	437.00

KÄLTETHERMOSTATE UNIVERSA PRO SERIE



- Für interne und externe Temperieraufgaben
- Farbiges 3,5"-TFT-Display
- Integriertes WLAN

Das Kältethermostat mit fortschrittlicher Elektronik gewährleistet präzise Regelgenauigkeit und gleichmässige Temperaturverteilung.

- Effiziente Variopumpe mit sechs einstellbaren Leistungsstufen
- Frontumschalter am Kontrollkopf zur Anpassung der Pumpenleistung während des laufenden Betriebs
- Übersichtliche Menüführung in sechs Sprachen und klare Betriebszustandssymbole
- Mit Programmgeber, Kalibrieroptionen und Wochenplaner zur Prozesssteuerung
- Smarte Temperiermedienverwaltung mit automatischer Grenzwertanpassung
- Verwendung natürlicher Kältemittel für eine nachhaltige und umweltbewusste Kühlung
- Pumpenanschluss M16x1
- Sicherheitsklasse III/FL

°LAUDA



-25%

Typ	Volumen	Steckertyp	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	I		pro VE		CHF	CHF
U 420 P	1,8 ... 4	CEE	1	4.713 305	6.210,00	4.657,50
U 630 P	3,2 ... 5,7	CEE	1	4.713 309	6.785,00	5.088,75
U 635 P	3,2 ... 5,7	CEE	1	4.713 311	7.820,00	5.865,00
U 845 P	5 ... 8	CEE	1	4.713 323	9.200,00	6.900,00
U 855 P	5 ... 8	CEE	1	4.713 329	10.120,00	7.590,00
U 1245 P	8,5 ... 13	CEE	1	4.713 281	9.890,00	7.417,50
U 1635 P	11 ... 16,5	CEE	1	4.713 287	8.050,00	6.037,50

TROCKENEISGERÄT SNOWPACK®



Das Trockeneisgerät SnowPack® erzeugt innerhalb kürzester Zeit Trockeneistabletten von -79 °C mit 50 oder 250 g Gewicht. Passend für alle europäischen CO₂-Kurzstahlflaschen mit Steigrohrventil (W 21,80 x 1 1/4" nach DIN 477-1 Nr. 6) ohne Druckminderer.

- Ohne Stromanschluss
- Geschmacks- und geruchsneutral

-25%

Typ	Ø	Höhe	Tabletten-gewicht	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	mm	mm	g	pro VE		CHF	CHF
SnowPack® 50	50	30	50	1	9.253 006	315,80	235,75
SnowPack® 250	80	60	250	1	9.253 008	388,15	290,95

UMWÄLZKÜHLER HEI-CHILL 400 PRO



Platzsparendes Gerät mit 400 Watt Kühlleistung für eine Vielzahl von Verdampfungsaufgaben im Labor. Durch sein geringes Gewicht ist es besonders für flexible Positionierung auf dem Labortisch oder im Abzug geeignet. Ebenfalls kann es aufgrund seiner erhöhten Pumpleistung problemlos unterhalb des Labortisches aufgestellt werden.

- Verwendung von natürlichem Kältemittel (R-290)
- Verbrauchsoptimierte Steuerung
- Geringer Geräuschpegel
- RS-232 Schnittstelle
- Ansteuerung erfolgt z.B. über Hei-VAP Expert Control, Ultimate Control oder über Heidolph Laborsoftware-Lösungen

Aktionspreis

Typ	Volumen	Steckertyp	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	I		pro VE		CHF	CHF
Hei-Chill 400 Pro	1,5 ... 4	EU	1	6.326 274	4.204,40	3.547,75

TIEFKÜHLETIKETTEN TOUGH-SPOTS®



Klebspunkte für 0,5/1,5/2,0 ml Reaktionsgefässe. Temperaturbeständig von -196 °C bis 80 °C. Haften ohne auszutrocknen oder abzufallen auf jedem Kunststoff auch in Schüttlern, Zentrifugen und Kühlschränken.

-36%

Ø	Farbe	Gefäss-Zuordnung	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
mm			pro VE		CHF	CHF
9,5	Weiss	0,5 ml Tubes	1000	9.040 711	69,10	44,20
9,5	Blau	0,5 ml Tubes	1000	9.040 712	69,10	44,20
9,5	Grün	0,5 ml Tubes	1000	9.040 713	69,10	44,20
9,5	Rot	0,5 ml Tubes	1000	9.040 714	69,10	44,20
9,5	Gelb	0,5 ml Tubes	1000	9.040 715	69,10	44,20
9,5	Pink	0,5 ml Tubes	1000	6.267 506	69,10	44,20
9,5	Orange	0,5 ml Tubes	1000	6.267 518	69,10	44,20
13,0	Weiss	1,5/2,0 ml Tubes	1000	9.040 716	69,10	44,20
13,0	Blau	1,5/2,0 ml Tubes	1000	9.040 717	69,10	44,20
13,0	Grün	1,5/2,0 ml Tubes	1000	9.040 718	69,10	44,20
13,0	Rot	1,5/2,0 ml Tubes	1000	9.040 719	69,10	44,20
13,0	Gelb	1,5/2,0 ml Tubes	1000	9.040 720	69,10	44,20
13,0	Lavendel	1,5/2,0 ml Tubes	1000	6.287 530	69,10	44,20

MINIZENTRIFUGE LLG-uniCFUGE 2 MIT UNIVERSAL-ROTOR



3 JAHRE GARANTIE



Kompakte und preiswerte Mini-Zentrifuge. Leistungsstarker Motor für schnellen Anlauf. Schnellstopp bei Öffnung des Deckels. Mit Universal-Rotor für 6 x 1,5/2,0 ml und 6 x 0,5 ml Zentrifugenröhrchen und 2 mal 8 x 0,2 ml PCR-Streifen.

Lieferumfang: Zentrifuge, Netzkabel

Max. RZB: 1200 x g und 2000 x g
Drehzahl: 4000 min⁻¹ und 6000 min⁻¹
Motor: Bürstenloser DC-Motor
Abmessungen (Ø x H): 140 x 120 mm
Netzanschluss: 100 ... 240 V, 50/60 Hz

-38%					
Beschreibung	Steckertyp	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
		pro VE		CHF	CHF
LLG-uniCFUGE 2	EU	1	6.263 510	267.25	165.60

SICHERHEITS-REAKTIONSGEFÄSSE, PP



LABSOLUTE® Sicherheitsreaktionsgefässe mit zusätzlicher Deckelverriegelung. Gegen ungewolltes Aufspringen der Deckel bei thermischer Belastung.

- Autoklavierbar
- Mattiertes Beschriftungsfeld
- Graduiert
- 1,5 ml Reaktionsgefässe bis 30000 x g zentrifugierbar

-25%					
Volumen	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt	
ml	pro VE		CHF	CHF	
0,5	1000	7.696 755	27.05	20.25	
1,5	1000	7.696 756	32.45	24.40	
2,0	1000	7.696 757	33.70	25.30	

MIKROZENTRIFUGE FRONTIER™ FC5513/FC5513R, OHNE ROTOR



FC5513

Kompakte Hochgeschwindigkeits-Mikrozentrifuge mit modernem Touch-Wheel für komfortable Parameteranpassungen und reduziertem Verschleiss. Bestens geeignet für allgemeine Laboranwendungen.

- Zweizeilige LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Leistungsstarker, bürstenloser Induktionsmotor
- 10 Beschleunigungs- und Verzögerungsraten
- Speicher für bis zu 99 gängige Parameter
- Deckelverriegelung
- Unwuchtsensor
- Geringer Platzbedarf
- Timer: 10 s bis 99 h 59 min 59 s, Dauerbetrieb

-32%						
Typ	Drehzahl min ⁻¹	Steckertyp	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
			pro VE		CHF	CHF
FC5513	200 ... 13500	EU	1	7.983 616	1,891.75	1,285.70
FC5513RV1 (gekühlt)	200 ... 14500	EU	1	4.721 357	4,835.75	3,287.85

WINKELROTOR



-32%						
Typ	Für Gefässe	Deckel	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
			pro VE		CHF	CHF
R-A24X2/13MB	24 x 1,5/2,0 ml	aerosoldicht	1	6.324 563	428.95	291.55

ANALYSENWAAGEN ADB

KERN


ADB 100-4

Kompakte Analysenwaage mit spezieller Karat-Funktion. Eine kostengünstige und platzsparende Waage die sich einfach bedienen lässt durch ein optimiertes 6 Tasten-Bedienfeld.

- Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit
- Grosses LCD-Display, hinterleuchtet
- Ziffernhöhe 16 mm
- Glaswindschutz mit 3 Schiebetüren
- Edelstahl Wägefläche

Abmessungen, inkl. Windschutz (B x T x H): 230 x 310 x 330 mm
 Abmessungen Wägeraum (B x T x H): 170 x 160 x 205 mm
 Abmessungen Wägefläche (Ø): 90 mm

-32%

Typ	Wägebereich g	Ablesbarkeit mg	Steckertyp	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
ADB 100-4	120	0,1	EU, UK, CH	1	6.310 582	851.00	578.45
ADB 200-4	210	0,1	EU, UK, CH	1	6.282 811	943.00	640.55

PROBENSCHALEN, ALUMINIUM

LABSOLUTE


Die LABSOLUTE® Probenschalen aus hochwertigem Aluminium sind bestens für die Feuchtebestimmung geeignet.

-30%

Abmessungen (Ø x H) mm	Bezeichnung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
90 x 7	Probenschale	80	7.696 269	47.75	33.45
98 x 7	Probenschale	80	7.696 246	54.85	38.40
100 x 7	Probenschale mit Rand	80	7.696 247	54.85	38.40

PRÄZISIONSWAAGE PDT

KERN


PDT 2000-2

Präzisionswaage mit vielseitigen Funktionen und Touch-Display für den Einsatz in der Pharmaindustrie und anderen Bereichen. Per Windows-Direct-Funktion können Wägewerte via USB-Device-Anschluss direkt von der Waage in eine Windows-Anwendung übertragen werden, ohne dass eine manuelle Eingabe erforderlich ist. Die Abfrage und Fernsteuerung der Waage erfolgt über Computer oder CRM-/ERP-Systeme mittels KERN Communication Protocol.

- Hinterleuchtetes LCD-Display
- Unterflurwägung
- GLP/ISO-Protokollierung
- Datenschnittstelle RS-232 und USB (Device)
- Wägeraum (B x T x H) 174 x 162 x 228 mm

Lieferumfang:
 Präzisionswaage, Öse für Unterflurwägungen

Aktionspreis

Typ	Ablesbarkeit g	Reproduzierbarkeit g	Linearität ± g	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
PDT 300-3	0,001	0,003	0,003	1	6.493 286	1,610.00	993.60
PDT 600-3	0,001	0,003	0,003	1	6.493 287	2,231.00	1,377.70
PDT 1000-3	0,001	0,004	0,005	1	4.711 870	2,645.00	1,633.00
PDT 2000-2	0,01	0,03	0,03	1	4.711 871	1,725.00	1,064.90
PDT 4000-2	0,01	0,03	0,03	1	4.711 872	1,955.00	1,207.50
PDT 6000-2	0,01	0,03	0,03	1	4.711 873	2,208.00	1,362.75

WÄGETISCH MIT GRANIT-STEINPLATTE

KERN


Mit einer auf Gummielementen gelagerten Granit-Steinplatte. Der stabile Aluminiumrahmen verfügt über vier höhenverstellbare Stellfüsse. Alle Oberflächen sind leicht und hygienisch zu reinigen.

Abmessungen (B x T x H): 768 x 648 x 800 mm (Höhe einstellbar)
 Abmessungen Granitplatte (B x T x H): 410 x 270 x 115 mm
 Nettogewicht: ca. 55 kg

Aktionspreis

Beschreibung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
Wägetisch mit Granit-Steinplatte	1	6.262 477	1,138.50	702.65



REINSTWASSERSYSTEM OMNIATAP-T XS^{TOUCH} 8, UNTERTISCHVARIANTE MIT OPTIFILL^{TOUCH} TISCHDISPENSER, MIT ERSATZ-FILTER-SET

stakpure



- Zusätzliches Filterset gratis
- Verwendbar mit Leitungswasser
- Für Rein- und Reinstwasser



Reinstwassersystem OmniaTap XS^{TOUCH} in der Untertischvariante kann platzsparend unter einem Labortisch installiert werden. Die externe Dispenser- und Überwachungseinheit OptiFill^{TOUCH} wird auf dem Tisch positioniert.

Lieferumfang: Reinstwassersystem, Tischdispenser, RO-Kartusche, Reinstwasserkartusche, Sterilfiltercapsule (0,2 µm), steriler Überlauf, BelüftungsfILTER, RO-Kartusche OmniaTap XS 8, Reinstwasserkartusche Omnia XS 055



Aktionspreis

Typ	Entnahmeleistung	Druck	Abmessungen aussen (B x T x H) mm	Steckertyp	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
OmniaTap-T XS ^{TOUCH} 8 UV-TOC	2 l/min	1 ... 6 bar	240 x 310 x 415	EU	1	4.715 181	-	5.865.00
OmniaTap-T XS ^{TOUCH} 8 UV-TOC/UF	2	1 ... 6	240 x 310 x 415	EU	1	4.715 182	9.027.50	6.518.20

ZUBEHÖR

Aktionspreis

Beschreibung	Menge	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
	pro VE		CHF	CHF
Rucksacktank, 7 l	1	6.495 706	690.00	448.50
Reinwassertanks, 30 l	1	6.494 980	1.460.50	947.60
Reinwassertanks, 60 l	1	6.494 791	1.644.50	1.067.20



ALLES AUS EINER HAND

Die Artikel aus dieser Aktionsbroschüre finden Sie ebenso wie unser gesamtes Portfolio mit rund 2 Mio. Artikeln von über 1.100 Marken in unserem Webshop. Für Fragen oder Musteranforderungen genügt eine kurze Nachricht an info@thgeyer.ch. Entdecken Sie weitere Aktionsangebote in unseren LABSPECIALS unter www.thgeyer.com und in unserem e-Newsletter.

Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Irrtümer und Fehler vorbehalten.

PARTNER OF THE
LLG
Laboratory Supply Solutions

www.thgeyer.com

TH.GEYER