



SPEZIELL FÜR IHREN REINRAUM

SCHUTZ, REINIGUNG, EINRICHTUNG

PRODUKTE FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

REINRAUM

Wer in Forschung oder Produktion eine kontrollierte Umgebung mit möglichst keimfreier und partikelfreier Luft – einen Reinraum – benötigt, hat besondere Ansprüche an die Produkte für dieses geschlossene System.

Als Laborvollversorger bietet Ihnen Th. Geyer vom Augenschutz bis zum allgemeinen Zubehör alles für Ihren Spezialbedarf im Reinraum.

Eine Auswahl davon, die den in der folgenden Tabelle genannten Klassifizierungen entspricht, stellen wir Ihnen in dieser Broschüre vor.

Gerne sind wir auch für darüber hinausgehende Wünsche mit den passenden „Lösungen für Ihre Ideen“ da. Sprechen Sie uns gerne an. Wir beraten und unterstützen Sie mit über 125 Jahren Erfahrung zuverlässig, sicher und flexibel.

REINRAUM-KLASSIFIZIERUNGEN ISO 14644-1, MAX. PARTIKELANZAHL / M³

ISO Klassifizierungs- Nummer	Partikelgröße						SI	US FED- STD-209E (alt)
	0,1 µm	0,2 µm	0,3 µm	0,5 µm	1,0 µm	5,0 µm		
ISO Klasse 1	10	2						
ISO Klasse 2	100	24	10	4	8			
ISO Klasse 3	1.000	237	102	35	83		M 1,5	1
ISO Klasse 4	10.000	2.370	1.020	352	832	29	M 2,5	10
ISO Klasse 5	100.000	23.700	10.200	3.520	8.320	293	M 3,5	100
ISO Klasse 6	1.000.000	237.000	102.000	35.200	83.200	2.930	M 4,5	1.000
ISO Klasse 7				352.000	832.000	29.300	M 5,5	10.000
ISO Klasse 8				3.520.000	8.320.000	293.000	M 6,5	100.000
ISO Klasse 9				35.200.000	83.200.000	2.930.000		

Klasse GMP	Maximale Partikelanzahl / m ³			
	Ruhezustand ≥ 0,5 µm	Ruhezustand ≥ 5 µm	Betriebszustand ≥ 0,5 µm	Betriebszustand ≥ 5 µm
Grad A	3.520	20	3.520	20
Grad B	3.520	29	352.000	2.930
Grad C	352.000	2.930	3.500.000	29.300
Grad D	3.520.000	29.000	nicht festgelegt	nicht festgelegt



SCHUTZBRILLE UVEX SUPER FIT CR 9178

- Ultraleichte Bügelbrille mit Scharnier und wrap-around-Scheibe
- Professioneller Arbeitsschutz
- Autoklavierbare Schutzbrille mit Anti-Fog-Effekt
- Steriler Augenschutz in jeder Situation
- Min. 10-mal autoklavierbar, 121 °C, 20 Minuten
- Maximale Funktionalität, höchster Tragekomfort, innovatives Design
- Allergie- und schadstofffreie Materialien
- Ultradünne wrap-around-Scheibe
- EN 166
- UV 400
- Gewicht: 21 g
- Beschichtung uvex supravision clean



Farbe	Scheibe	Beschichtung	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
Weiß/hellblau	UV 400, 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE	uvex supravision CR	31,30	1	7.982 028

ÜBERBRILLE UVEX SUPER F OTG CR 9169

- Professioneller Arbeitsschutz
- Autoklavierbare Schutzbrille mit Anti-Fog-Effekt
- Steriler Augenschutz in jeder Situation
- Min. 10-mal autoklavierbar, 121 °C, 20 Minuten
- Maximale Funktionalität, höchster Tragekomfort, innovatives Design
- Überbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung
- Auch für Brillenträger bestens geeignet
- Allergie- und schadstofffreie Materialien
- Modernste Scheibentechnologie
- Hochflexible weiche Bügelenden
- EN 166
- UV 400
- Gewicht: 37 g
- Beschichtung uvex supravision clean



Farbe	Scheibe	Beschichtung	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
Weiß/hellblau	Farblos, UV 400, 2C-1,2	uvex supravision clean	33,70	1	6.268 419

LLG-SCHUTZBRILLE BASIC

- Geprüft nach EN 166 und EN 170
- Ideal als Besucherbrille; perfekt für Brillenträger
- Uneingeschränkte Seitensicht
- Rahmen aus allergiegetestetem Material
- Ventilationssystem im Seitenschutz
- 100 % UV Schutz (bis 380 nm)
- Gewicht: 43 g



Farbe	Scheibe	Preis in €	ab VE	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
Klar	Klar, unbeschichtet, 2-1.2 U 1 F CE	29,50	5	28,20	10	9.006 002



VOLLSICHTBRILLE UVEX ULTRASONIC CR 9302

- Professioneller Arbeits- und Produktschutz in Medizin und Pharmaindustrie
- Erste autoklavierbare Schutzbrille mit Anti-Fog-Effekt
- Steriler Augenschutz in jeder Situation
- Min. 10-mal autoklavierbar, 121 °C, 20 Minuten
- Maximale Funktionalität, höchster Tragekomfort, innovatives Design
- Extrem leichte Vollsichtbrille mit Duo-Component-Technologie und regulierbarem Silikonkopfband
- Hervorragende Ventilation: Indirekte Belüftung sorgt für ein angenehmes und reizfreies Klima
- Schneller Scheibenwechsel
- Flexible Weichkomponente
- Weites Panoramablickfeld
- Allergie- und schadstofffreie Materialien
- EN 166
- UV 400
- Gewicht: 98 g
- Beschichtung uvex supravision clean

Farbe	Scheibe	Beschichtung	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
Weiß	Farblos/UV 2-1,2	uvex supravision clean	48,20	1	6.262 943



VOLLSICHTBRILLE 619

Vollsichtbrillen für den Einsatz in Räumen mit kontrollierter Kontamination (Sterile- und Reinräume) und für Arbeiten unter aseptischen Bedingungen. Das durchdachte Design ermöglicht eine lange Benutzung, maximale Belüftung und bietet ein großes Sichtfeld, auch über Korrektionsbrillen tragbar.

- Mehrfach sterilisierbar im Autoklav mit Dampf und Gamma und Beta Strahlen bei 25 kGy
- Elastikband aus antistatischem Silikon
- Schnelle und einfache Einstellung des elastischen Kopfbandes
- Mit direkter oder indirekter Belüftung erhältlich

Farbe	Beschreibung	Scheibe	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
Blau	Direkte Belüftung	Farblos / 2C-1.2 U 1 B CE	61,10	1	6.286 799
Blau	Indirekte Belüftung	Farblos / 2C-1.2 U 1 B CE	61,30	1	6.286 800



LLG-SPENDERBOX, ACRYLGLAS

Mit Klappdeckel. Zur Aufbewahrung von Laborutensilien wie z.B. Laborbrillen oder -handschuhe oder andere kleine Artikel. Wandbefestigung möglich (Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten).

Beschreibung	Abmessungen (B x T x H) mm	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
LLG-Spenderbox	216 x 216 x 200	68,90	1	6.286 593

HANDSCHUHE, KIMTECH PURE*G3 LATEX, PUDERFREI, STERIL

- Empfohlen für Reinräume der ISO-Klasse 3 und höher
- Naturkautschuk-Latex für ausgezeichnetes Tastempfinden und Komfort
- Manschette mit Rollrand für zusätzliche Festigkeit und leichteres Anziehen
- Texturierte Handflächen und Finger
- Puderfrei – Minimiert die Kontaminationsgefahr und das Austrocknen der Haut
- Handspezifisch
- Geringer Gehalt an Proteinen und Endotoxinen
- Verpackt in Polyethylen-taschen und -beuteln zur Verwendung in Reinräumen
- Dieses Produkt ist nach der EU-Richtlinie 89/686/EWG (Persönliche Schutzausrüstung) CE-zertifiziert. Es wurde nach der Europäischen Norm EN 420:2003 getestet. Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung
- AQL-Wert (Acceptable Quality Level) von 1,5
- Hergestellt in Übereinstimmung mit dem Qualitätssicherungssystem ISO 9001
- Karton mit 10x 20 Paaren. Paarweise einzeln verpackt

Größe	Länge cm	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
6	30	368,30	200	4.652 643
6,5	30	368,30	200	6.267 248
7	30	368,30	200	6.267 249
7,5	30	368,30	200	6.267 250
8	30	368,30	200	6.267 251
8,5	30	368,30	200	6.237 698
9	30	368,30	200	6.267 252
10	30	368,30	200	6.267 253




HANDSCHUHE, KIMTECH PURE*G3 NITRIL, STERIL

Steril und sauber verarbeitet, Lots auf niedrige Abgabe von Partikeln geprüft. PSA Kategorie III nach CE-Richtlinie 89/686/EWG für persönliche Schutzausrüstung. Getestete Permeationsbeständigkeit gegen zytotoxische Wirkstoffe. Ideal für den Einsatz in steriler pharmazeutischer Herstellung in EU. ISO 5/GMP Klasse A-Bereichen. Schutz vor Gefahren durch Chemikalienspritzer und Mikroorganismen nach EN 374-1, EN 374-3:2003, ASTM 6978-05, AQL 1.5/EN374-2.

- Virenresistent nach ISO 16604, steril validiert nach SAL 10^{-6}
- Handspezifische Handschuhe, 30 cm lang, Manschette verstärkt und Handfläche und Fingerspitzen komplett texturiert, sehr griffig und leicht anzuziehen
- Komfortable Passform, silikonfreies Material
- Paarweise einzeln verpackt in sterilen Beuteln

Größe	Länge cm	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
6	30	418,90	200	6.257 260
6,5	30	418,90	200	6.240 584
7	30	418,90	200	6.265 204
7,5	30	418,90	200	6.240 077
8	30	418,90	200	6.230 011
8,5	30	418,90	200	6.252 634
9	30	418,90	200	6.235 083
10	30	418,90	200	6.265 205





HANDSCHUHE NIPROTECT 529, NITRIL

Reinraum-Handschuhe aus Nitril, unsteril, chloriniert, glatt mit strukturierten Fingerspitzen. Geeignet für Reinräume der Partikelreinheitsklassen 100, ISO 5 oder M3.5. Beidseitig tragbar, flüssigkeitsdicht (Spritzschutz). Geringe Wandstärke sorgt für hohe Bewegungsfreiheit und Fingerfertigkeit. Leicht texturierte Fingerspitzen für verbesserte Griffsicherheit. Extra lange Stulpe verhindert Herunterrutschen vom Ärmel.


- Kat. III
- Verpackt im Beutel à 100 Stück
- Stärke: 0,1 mm

Größe	Länge cm	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
6	30	24,90	100	6.270 501
7	30	24,90	100	6.270 502
8	30	24,90	100	6.270 503
9	30	24,90	100	6.270 504
10	30	24,90	100	6.270 505

HANDSCHUHE NITRILITE® SILKY

Die in einem kontrollierten, puderfreien Umfeld hergestellten Handschuhe sorgen mit ihrem außergewöhnlich geringen Gehalt an Partikeln und Extraktionsstoffen für einen optimalen Produktschutz. Das zu 100 % aus Nitrilpolymer bestehende Material vermeidet für den Anwender das Risiko von Latexallergien. Außerdem bietet es eine außergewöhnlich hohe Chemikalien- und Durchstichfestigkeit. Diese Eigenschaften in Verbindung mit optimalen elektrischen Eigenschaften machen Nitrilite®-Handschuhe zur idealen Wahl für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen.

- AQL-Wert 1,5 Kat. III
- Verpackung: 50 Handschuhe in einem Vakuum versiegelten, unbedruckten PE-Beutel, zwei PE-Beutel à 50 Handschuhe in einem PE-Hauptbeutel
- In einem Reinraum der Klasse ISO 5 verpackt. Alle Verpackungen sind mit einer Reinraumkompatiblen IPA-festen Druckfarbe bedruckt
- Für einen optimalen Kontaminierungsschutz sind die Handschuhe in Doppelbeuteln verpackt. Die PE-Beutel sind mit einem einfachen Aufreißmechanismus versehen



Größe	Länge cm	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
S	30	37,20	100	6.253 290
M	30	37,20	100	6.253 291
L	30	37,20	100	6.253 292
XL	30	37,20	100	6.253 293
XXL	30	37,20	100	6.262 160

HANDSCHUHE TRIONIC 517, TRI-POLYMER

Die Chemikalienschutzhandschuhe Trionic 517 sind für Herstellverfahren geeignet, für die eine gleichbleibende geringe Anzahl von Partikeln notwendig ist. Daher ist der Schutzhandschuh für Reinräume bis ISO-Klasse 5 geeignet. Dank der Tri-Polymer-Mischung aus Naturlatex, Neopren und Nitril, bietet der Schutzhandschuh erhöhten Tragekomfort und schützt gleichzeitig optimal vor mechanischen und vielen chemischen Gefahren. Die weite Manschette erleichtert das Anziehen von zwei Paar Handschuhen übereinander.

- Kat. III
- Paarweise einzeln verpackt
- Stärke: 0,5 mm

Größe	Länge cm	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
6	36	4,45	1	6.304 079
7	36	4,45	1	6.303 886
8	36	4,45	1	6.303 887
9	36	4,45	1	6.281 467
10	36	4,45	1	6.281 468



UNTERZIEHHANDSCHUHE POLYESTER ODER NYLON

Die Unterziehhandschuhe aus 100 % Polyester oder Nylon sind hoch atmungsaktiv und haben durch ihre hohe Flexibilität eine ausgezeichnete Passform. Das Bündchen am Handgelenk ist so verarbeitet, dass ein Ausfransen und somit die Bildung von Fusseln verhindert wird, wodurch sie ideal für die Verwendung in Reinräumen sind. Desweiteren können die Handschuhe nicht nur als Unterziehhandschuhe, sondern auch für Präzisionsarbeiten verwendet werden, um Verunreinigungen wie Fingerabdrücke zu verhindern. Um die verschiedenen Größen leichter erkennen zu können, unterscheiden sich die Handschuhe in den Farben der Bündchen. Karton mit 30x 10 Paar.



Größe	Material	Farbe	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
S	Polyester	Weiß	147,00	300	4.659 021
M	Polyester	Grün	147,00	300	4.659 020
L	Polyester	Grau	147,00	300	4.659 019
XL	Polyester	Braun	147,00	300	4.659 018
S	Nylon	Weiß	195,00	300	4.659 025
M	Nylon	Grün	195,00	300	4.659 024
L	Nylon	Grau	195,00	300	4.659 023
XL	Nylon	Braun	195,00	300	4.659 022

FINGERLINGE, NATURLATEX



Die Fingerlinge aus antistatischem Naturlatex sind mit ihrer Dicke von min. 0,09 mm optimal für Arbeiten geeignet, bei denen höchste Präzision und Fingerspitzengefühl benötigt wird. Durch Mikrotextrurierung sind sie dabei zusätzlich auch besonders griffig. Mit gerolltem oder geschnittenem Rand erhältlich.

Oberflächenwiderstand: $10E10-120 \Omega$

Größe	Material	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
S	mit Rollrand	23,00	1.440	4.659 035
M	mit Rollrand	23,00	1.440	4.659 036
L	mit Rollrand	23,00	1.440	4.659 037
S	geschnittener Rand	23,00	1.440	4.659 038
M	geschnittener Rand	23,00	1.440	4.659 039

ÄRMELSCHONER TYVEK® ISOCLEAN®, STERIL



DuPont™ Tyvek® IsoClean® Armstulpe, Modell IC 501 B WH OS. Sterile Armstulpe, erhältlich in weiß und in Einheitsgröße. Verdeckte Gummizüge an Handgelenk und Oberarm. Tyvek® Schutzkleidung und Zubehör besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlofasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. Schutzkleidung und Zubehör aus Tyvek® IsoClean® kommt in der Biotechnik, der Pharmazeutischen Industrie, der Fertigung von medizintechnischen Geräten, der Elektronikindustrie sowie in anderen kritischen oder Reinraum-umgebungen zum Einsatz.

- Dieses Zubehör besitzt keine CE-Zertifizierung als Chemikalienschutzkleidung
- Gammasterilisiert
- Geeignet für Reinnräume der ISO-Klasse 6 und höher
- Sterilitätsicherheitsniveau (SAL) of 10^{-6}
- Eingefasste Nähte: erhöhte Schutzwirkung im Nahtbereich
- Reduziert die Durchdringung von Flüssigkeiten und Partikeln
- Lückenlose Rückverfolgbarkeit der sterilisierten Kleidung mit Sterilitätszertifikat

Beschreibung	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
Tyvek® Ärmelschoner IsoClean®	181,00	100	9.390 072



ÄRMELSCHONER, PE

Die etwa 40 cm langen, latexfreien LABSOLUTE® Einweg-Ärmelschoner sind aus kräftiger Polyethylenfolie gefertigt. Ein Elastikband bietet jederzeit einen sicheren Halt am Arm.



Farbe	Stärke μm	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
Weiß	20	3,95	100	7.695 325
Blau	20	3,95	100	7.695 326
Blau	40	6,45	100	7.695 327

KAPUZE TYVEK® ISOCLEAN®, STERIL

DuPont™ Tyvek® IsoClean® Kapuze mit Bändern, Modell IC 668 B WH CS. Sterile Kapuze, erhältlich in Weiß und in Einheitsgröße. Große Gesichtsoffnung mit Schlaufen und Bändern. Tyvek® Schutzkleidung und Zubehör bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlofasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. Schutzkleidung und Zubehör aus Tyvek® IsoClean® kommt in der Biotechnik, der Pharmazeutischen Industrie, der Fertigung von medizintechnischen Geräten, der Elektronikindustrie sowie in anderen kritischen oder Reinraumumgebungen zum Einsatz.

- Dieses Zubehör besitzt keine CE-Zertifizierung als Chemikalienschutzkleidung
- Gereinigt und gammasterilisiert
- Geeignet für Reinräume der ISO-Klasse 5 und höher
- Sterilitäts sicherheitsniveau (SAL) of 10^{-6}
- Eingefasste Nähte: erhöhte Schutzwirkung im Nahtbereich
- Reduziert die Durchdringung von Flüssigkeiten und Partikeln
- Lückenlose Rückverfolgbarkeit der sterilisierten Kleidung mit Sterilitätszertifikat
- 100 St. pro Karton, einzeln verpackt

Farbe	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
Weiß	372,50	100	9.390 071



EINWEGMASKE FÜR REINRAUM, POLYPROPYLEN

Einwegmaske für Reinraum aus Polypropylen. Größe: 180 x 95 mm. Ohr Gummi aus partikelarmem Material (Urethan), Nasenclip aus Polyethylen. Hohe Aufnahmeeffektivität durch 3-Schichtenstruktur.

- Im Reinraum verpackt
- Geeignet für Reinraumklasse ISO 5
- Verpackung: 40x 50 Stück

Typ	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
Einwegmaske	316,00	2.000	4.659 068



BARETTAUBEN, PP-VLIES

Die LABSOLUTE® Baretthauben mit einem Durchmesser von 52 cm und Gummiband sind aus Polypropylenvlies mit einem Flächengewicht von lediglich 10 g/m² gefertigt. Sie sind weich und atmungsaktiv.

Farbe	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
Grün	5,45	100	7.695 320
Weiß	5,45	100	7.695 321
Blau	5,45	100	7.695 322





**WASCHBARE
SCHUTZANZÜGE
AUF ANFRAGE**



EN 1149



HAUBE FÜR REINRAUM, POLYESTER

Haube aus 100 % Polyester

- Waschbar
- Geeignet für Reinraumklasse ISO 5

Beschreibung	Farbe	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
S/M	Weiß	19,90	1	4.659 060
L/XL	Weiß	19,90	1	4.659 061
S/M	Blau	19,90	1	4.659 062
L/XL	Blau	19,90	1	4.659 063

HAUBE UND MASKE FÜR REINRAUM

Maske für Reinraumverwendung passend zu Haube

- Fixierung mit Klettverschluss
- Waschbar, universelle Größe
- Geeignet für Reinraumklasse ISO 5

Beschreibung	Farbe	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
Haube	Weiß	19,90	1	4.659 064
Haube	Blau	19,90	1	4.659 065
Maske	Weiß	11,90	1	4.659 066
Maske	Blau	11,90	1	4.659 067

LABORMANTEL KIMTECH SCIENCE*A7 P+®

- PSA-Kategorie III, CE-zertifiziert nach der EU-Richtlinie 89/686/EWG
- Typ 6, begrenzt sprühdicht
- Geprüft auf Schutz gegen Mikroorganismen
- Antistatisch nach EN1149-1:1995
- Strapazierfähiges, chemikalienresistentes Material
- Fusselarmes Material, Helmke-Trommeltest der Kategorie II
- > 99 % Partikel- und Bakterienfilterleistung
- Einzeln verpackt, 15 Stück im Umbeutel, geeignet für ISO 7 Klasse C
- Silikonfrei
- Abriebfestes, folienbeschichtetes Polypropylen
- Stehkragen
- Elastische Manschetten, Daumenschlaufen und extralange Ärmel
- Sehr stabile, dreifache Überwendlingsnähte

Größe	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
S	169,40	15	4.653 906
M	169,40	15	4.653 907
L	169,40	15	4.653 908
XL	169,40	15	4.653 909
XXL	169,40	15	4.653 910

SCHUTZANZUG KIMTECH PURE*A6/A8

Innovativer Anzug mit verbessertem Schutz gegen chemische und mikrobiologische Gefahrstoffe. Strapazierfähiger SMS-Laminatfilm für Kapuze, Vorderseite, Ärmel und Beine. Ultraleichtes, atmungsaktives SMS Material für die Rückseite (45 g/m²). Origami-Faltung: Innovative Faltung zum schnelleren und leichteren Anziehen. Bei Lieferung ist der Reißverschluss offen und der Anzug ist auf links gedreht, was das Risiko einer Kontamination der Anzugaußenseite verringert. Ärmel in Teleskop-Faltung mit Gummizug und Daumenschlaufen. Beine in Teleskop-Faltung mit eingearbeiteten Druckknöpfen. Geeignet für Reinräume gemäß ISO 7 & 8/Klasse C & D. PSA-Kategorie III, CE-zertifiziert nach der EU-Richtlinie 89/686/EWG. Typ 6 Schutz gegen Chemikalienspritzer. Schutzkleidung gegen Infektionserreger nach EN 14126:2003, Antistatisch gemäß EN 1149-5:2008. VE: 1 großer Beutel mit 25 einzeln verpackten Schutzanzügen, erhältlich in den Größen S bis 4XL.

A6 mit Kapuze. A8 mit hohem Kragen.

Größe	Typ	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
S	A6	148,00	25	6.272 170
M	A6	148,00	25	6.272 171
L	A6	148,00	25	6.272 172
XL	A6	148,00	25	6.272 173
2XL	A6	148,00	25	6.272 174
3XL	A6	148,00	25	6.272 175
4XL	A6	148,00	25	6.272 176
S	A8	109,00	25	6.272 177
M	A8	109,00	25	6.272 178
L	A8	109,00	25	6.272 179
2XL	A8	109,00	25	6.272 181
3XL	A8	109,00	25	6.272 182

EINWEGOVERALL CHEMIKALIENSCHUTZ 4 B

Aus PE-Spinnvlies mit PP Folien Laminat

- Farbe weiß/orange
- Hervorragender Tragekomfort durch ein atmungsaktives, leichtes und flexibles Material
- Selbstklebende Reißverschlussabdeckung und überklebte Nähte bieten optimalen Schutz vor der Penetration von flüssigen Aerosolen und Partikeln
- Gute Kompatibilität der Kapuze mit Schutzmasken
- Mittelfingerschlaufen verhindern das Hochrutschen des Ärmels
z.B. bei Überkopparbeiten
- Silikonfrei
- Reinraumgeeignet (Klasse 7, ISO 14644-1)
- Chemikalienschutz/PSA Kategorie III EN 14605 (Typ 4), EN ISO 13982-1 (Typ 5), EN 13034 (Typ 6), EN 1149-5, EN 14126

Größe	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
S	63,60	5	9.414 100
M	63,60	5	9.414 101
L	63,60	5	9.414 102
XL	63,60	5	9.414 103
XXL	63,60	5	9.414 104
XXXL	63,60	5	9.414 105



EINWEGOVERALL TYVEK® ISOCLEAN®, MIT KRAGEN/KAPUZE, STERIL



DuPont™ Tyvek® IsoClean® Anzug mit Kragen, Modell IC 182 B WH CS. Gereinigt und gamma-sterilisiert. Anzug mit Kragen, erhältlich in Weiß in den Größen M bis XXXL. Mit Reißverschluss vorne zu schließen. Raglanärmel, verdeckte Gummizüge an Ärmel- und Beinenden. Tyvek® Anzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fesselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. Anzüge aus Tyvek® IsoClean® kommen in der Biotechnik, der Pharmazeutischen Industrie, der Fertigung von medizintechnischen Geräten, der Elektronikindustrie sowie in anderen kritischen oder Reinraumumgebungen zum Einsatz.

- Dieser Anzug besitzt keine CE-Zertifizierung als Chemikalienschutzkleidung
- Gereinigt und gammasterilisiert
- Geeignet für Reinräume der ISO-Klasse 5 und höher
- Sterilitäts sicherheitsniveau (SAL) of 10^{-6}
- Eingefasste Nähte: erhöhte Schutzwirkung im Nahtbereich
- Reduziert die Durchdringung von Flüssigkeiten und Partikeln
- Lückenlose Rückverfolgbarkeit der sterilisierten Kleidung mit Sterilitätszertifikat
- Einzeln verpackt

Beschreibung	Größe	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
Mit Kragen	M	14,90	1	9.390 066
Mit Kragen	L	14,90	1	9.390 067
Mit Kragen	XL	14,90	1	9.390 068
Mit Kragen	XXL	14,90	1	9.390 069
Mit Kragen	XXXL	14,90	1	9.390 070
Mit Kapuze und angearbeiteten Überschuhen	M	21,20	1	9.390 061
Mit Kapuze und angearbeiteten Überschuhen	L	21,20	1	9.390 062
Mit Kapuze und angearbeiteten Überschuhen	XL	21,20	1	9.390 063
Mit Kapuze und angearbeiteten Überschuhen	XXL	21,20	1	9.390 064
Mit Kapuze und angearbeiteten Überschuhen	XXXL	21,20	1	9.390 065

ÜBERSTIEFEL TYVEK® ISOCLEAN®

Bänder zur Fixierung. Gummizüge am Knöchel, durchgehende rutschhemmende Sohle. Tyvek® Schutzkleidung und Zubehör bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. Schutzkleidung und Zubehör aus Tyvek® IsoClean® kommt in der Biotechnik, der Pharmazeutischen Industrie, der Fertigung von medizintechnischen Geräten, der Elektronikindustrie sowie in industriellen Anwendungen zum Einsatz.



ÜBERSTIEFEL, STERIL MODELL IC 458 B WH CS

Sterile Überstiefel in Weiß.

- Dieses Zubehör besitzt keine CE-Zertifizierung als Chemikalienschutzkleidung
- Gereinigt und gammasterilisiert
- Geeignet für Reinnräume der ISO-Klasse 5 und höher
- Sterilitäts sicherheitsniveau (SAL) of 10^{-6}
- Eingefasste Nähte: erhöhte Schutzwirkung im Nahtbereich
- Reduziert die Durchdringung von Flüssigkeiten und Partikeln
- Lückenlose Rückverfolgbarkeit der sterilisierten Kleidung mit Sterilitätszertifikat
- 100x 2 St. pro Karton, paarweise einzeln verpackt

Beschreibung	Farbe	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
S	Weiß	273,00	200	9.390 073
M	Weiß	273,00	200	9.390 074
XL	Weiß	278,90	100	9.390 075

ÜBERSTIEFEL, MODELL IC 458 B WH OB

Überstiefel, erhältlich in Weiß in den Größen M und L.

- Dieses Zubehör besitzt keine CE-Zertifizierung als Chemikalienschutzkleidung
- Nicht gereinigt und nicht sterilisiert
- Geeignet für Reinnräume der ISO-Klasse 6 und höher
- Eingefasste Nähte: erhöhte Schutzwirkung im Nahtbereich
- Reduziert die Durchdringung von Flüssigkeiten und Partikeln
- 100 St. pro Karton, lose verpackt

Beschreibung	Farbe	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
M	Weiß	218,40	100	9.390 076
L	Weiß	226,20	100	9.390 077



ÜBERSCHUH TYVEK® ISOCLEAN®

DuPont™ Tyvek® IsoClean® Überschuh, Modell IC 451 S WH OB. Überschuh in Weiß. Bänder zur Fixierung. Gummizüge am Knöchel, durchgehende rutschhemmende Sohle. Tyvek® Schutzkleidung und Zubehör bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselfarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. Schutzkleidung und Zubehör aus Tyvek® IsoClean® kommt in der Biotechnik, der Pharmazeutischen Industrie, der Fertigung von medizintechnischen Geräten, der Elektronikindustrie sowie in industriellen Anwendungen zum Einsatz.

- Dieses Zubehör besitzt keine CE-Zertifizierung als Chemikalienschutzkleidung
- Nicht gereinigt und nicht sterilisiert
- Geeignet für Reinräume der ISO-Klasse 6 und höher
- 100 St. pro Karton, lose verpackt

Beschreibung	Farbe	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
M	Weiß	140,40	100	9.390 078
L	Weiß	140,40	100	9.390 079



ÜBERSCHUHSPENDER HYGOMAT COMFORT/CLEANROOM

- Funktioniert ohne Strom
- Sehr benutzerfreundlich, kein Bücken
- Einfaches und schnelles Handling
- Mit Griff zum Festhalten für noch bequemes Anziehen
- Platz für jeweils 2 Packungen Überschuhe
- Mit Sichtfenster, damit der Füllstand jederzeit erkennbar ist
- In wenigen Sekunden mit Überschuhen nachgefüllt
- Gewicht: 21 kg

Beschreibung	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
Überschuhspender HYGOMAT COMFORT, 740 x 300 x 730 mm	488,80	1	6.257 283
Überschuhspender HYGOMAT CLEANROOM, Edelstahl, 740 x 300 x 730 mm	623,10	1	6.269 779

ÜBERSCHUHE FÜR HYGOMAT COMFORT/CLEANROOM



Beschreibung	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
Überschuh, Vlies mit CPE-Beschichtung, 440 mm, weiß, für HYGOMAT	20,80	80	6.257 285
Überschuh mit starker CPE-Sohle, 440 mm, weiß-blau, für HYGOMAT	15,60	70	6.257 286
Überschuh, CPE 470 mm, blau, für HYGOMAT	11,90	110	6.257 287
Überschuh mit rutschhemmender Sohle, PP, 460 mm, hellblau, für HYGOMAT	14,00	100	6.257 288

REINRAUM-CLOGS, ESD

- CE, EN ISO 20347:2012, OB A, E SRC
- Autoklavierbares Spezialmaterial
- Fersenriemen klappbar, verstellbar
- Rutschhemmende Laufsohle
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340

Größe	Farbe	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
37/38	Weiß	49,40	1	6.288 769
39/40	Weiß	49,40	1	6.288 770
41/42	Weiß	49,40	1	6.288 771
43/44	Weiß	49,40	1	6.288 772
37/38	Blau	49,40	1	6.288 773
39/40	Blau	49,40	1	6.288 774
41/42	Blau	49,40	1	6.288 775
43/44	Blau	49,40	1	6.288 776



AIR CUSHION SLIPPER, ESD

- CE, EN ISO 20347:2012, O1, SRA
- Mikrofaser, weiß
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Fest eingearbeitetes Fußbett
- Sanitized behandelt
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Ristbereich mit Gummizug
- Dekontaminierbar

Größe	Farbe	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
37	Weiß	65,10	1	6.288 785
38	Weiß	65,10	1	6.288 786
39	Weiß	65,10	1	6.288 787
40	Weiß	65,10	1	6.288 788
41	Weiß	65,10	1	6.288 789
42	Weiß	65,10	1	6.288 790
43	Weiß	65,10	1	6.288 791
44	Weiß	65,10	1	6.288 792







REINRAUM STIEFEL, ESD

- CE, EN ISO 20347:2012, OB A, E SRA
- Mikrofaser, weiß
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Angenähte Gamasche aus Reinraumtextil

Größe	Farbe	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
37	Weiß	80,00	1	6.288 777
38	Weiß	80,00	1	6.288 778
39	Weiß	80,00	1	6.288 779
40	Weiß	80,00	1	6.288 780
41	Weiß	80,00	1	6.288 781
42	Weiß	80,00	1	6.288 782
43	Weiß	80,00	1	6.288 783
44	Weiß	80,00	1	6.288 784

REINRAUMMATTEN STICKY MAT



Die Ergomat „Klebefolien-Matte“ bietet Ihnen auf eine schnelle und unkomplizierte Weise die Möglichkeit, Schuhsohlen oder andere Gegenstände vor dem Betreten eines hygienischen bzw. sauberen Bereiches, vor Staub oder mitgetragenen Schmutz zu säubern. Jede Sticky Mat besteht aus einem Stapel von Polyurethanfolien mit Klebestreifen, die effektiv Schmutz und Staub festhalten. Jede Matte ist leicht auf dem Boden oder im dazugehörigen Rahmen mit Doppel-Klebeband zu befestigen.

Eine transparente Schutzfolie schützt das oberste Blatt der klebrigen Matte, bis diese zum Einsatz kommt. Die Eckklappen sind fortlaufend nummeriert, um die Anzahl der verbleibenden Blätter anzuzeigen. Dies hilft Ihnen den Überblick zu behalten und vermeidet, dass mehrere Blätter auf einmal entfernt werden. Frei von Schwermetallen und gefährlichen Chemikalien, zertifiziert durch RoHS.

Mattengröße: 46 x 114 cm, geliefert in Blöcken mit 30 Blättern, 10 Blöcke pro Karton (300 Blätter gesamt). Der Laminat-Rahmen für die Klebefolien-Matten hat die Größe von 61 x 129 cm.

Beschreibung	Farbe	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
Rahmen für Reinraummatten	Grau	72,00	1	6.272 245
10 Reinraummatten à 30 Blätter	Weiß	95,00	10	6.272 241
10 Reinraummatten à 30 Blätter	Blau	95,00	10	6.272 242
10 Reinraummatten à 30 Blätter, inkl. Rahmen	Weiß	150,00	1	6.272 243
10 Reinraummatten à 30 Blätter, inkl. Rahmen	Blau	150,00	1	6.272 244

PRÄZISIONS-SWABS

Präzisions-Swabs wurden für die Verwendung in einer Vielzahl von Umgebungen und Anwendungen entwickelt. Sie sind ideal für die Verwendung mit Reinigungsmitteln, Fettlösern, Kopfreinigern und anderen Lösungsmitteln zur schnellen und präzisen Reinigung.

Mit Kopf aus gewickeltem PU-Schaum

- Stabil gewickelt für präzise Anwendungen
- Gute Partikelaufnahme, zum Einsatz als Lösungsmittel-Applikatoren
- Kleine Spitzen ermöglichen den Einsatz in sehr engen Toleranzbereichen
- Gute Abriebfestigkeit zur Entfernung von hartnäckigen Verunreinigungen
- Spitzes Ende zum Picken verwendbar

Mit Kopf aus versiegeltem Polyester

- Sehr sauberer und langlebiger Allzweck-Swab
- Köpfe aus gewirktem Polyester oder Polyestervlies sind säure- und lösungsmittelbeständig
- Sauber versiegelte Kanten ohne lose Fasern oder Teilchen
- Für Reinraum-Verfahren mit geringsten Rückständen und Partikelverunreinigungen

Mit Kopf aus versiegeltem PU-Schaum

- Wirtschaftliche Allzweck-Swabs
- Sehr gutes Lösungsmittelaufnahme und -haltevermögen
- Frei von Klebstoffen oder Bindemitteln, die den Prozess kontaminieren könnten
- Faserfreie Konstruktion erzeugt keine Partikel
- Geeignet für Reinnräume ab ISO Klasse 4



Länge mm	Kopfgröße mm	Kopf	Material Kopf	Material Schaft	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
150	4,7 x 5,4	Abgerundet	Polyester/Nylon	PP	53,90	125	4.655 171
70	3,7 x 3,7	Gewickelt, spitz	PU-Schaum	Nylon	38,60	125	6.266 882
70	2,4 x 3,0	Abgerundet	Polyester	PP	30,20	125	6.266 884
70	1,6 x 3,0	Abgerundet	Polyester	PP	30,20	125	6.266 885
70	1,0 x 3,0	Abgerundet	Polyester	PP	29,50	125	6.266 886
70	3,3 x 3,5	Abgerundet	PU-Schaum	PP	26,10	125	6.266 887
80	2,7 x 3,3	Spitz	PU-Schaum	PP	28,50	125	6.266 888
68	2,5 x 3,0	Abgerundet	PU-Schaum	PP	28,10	125	6.266 889

STICKY SWABS

Sticky Swabs – ESD-sichere Reinigungsstäbchen: Die staubfreien Sticky Swabs werden speziell für eine sehr staubfreie Umgebung (Klasse 10-100) eingesetzt. Die anti-statische Behandlung kann elektrostatische Aufladung sicher ableiten. Sticky Swabs sind für den Umgang mit statisch empfindlichen Produkten geeignet.

Eigenschaften: ESD-sicher, gute Absorption, flexibel, nicht-flüchtig, umweltfreundlich, keine Geruchsbelästigung

Material

Spitze: PVAC (Polyvinylacetat), Ethylacetat - Isopentylacetat

Griff: PVC

Beschreibung	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
1 mm Ø	28,70	25	6.272 061
2 mm Ø	27,00	25	6.272 062
3 mm Ø	27,00	25	6.272 063
Kit, Box mit 75 Swabs gemischt (25x 1mm, 25x 2 mm, 25x 3 mm)	68,90	1	6.272 064

REINRAUMWISCHTÜCHER, POLYESTER/NYLON

Reinraumwischtücher aus 87 % Polyester und 13 % Nylon. 229 x 229 mm, lasergeschnitten. Mit Reinwasser gewaschen. Exzellente Wischkraft und Staubvermeidung durch Splitfaser. Geeignet für Reinraumklasse ISO 5.

Typ	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
Reinraumwischtücher	59,00	150	4.659 072

REINRAUMWISCHTÜCHER, POLYESTER

Reinraumwischtücher aus 100 % Polyester, 229 x 229 mm, lasergeschnitten. Partikelanzahl und Verdunstungsrückstände wurden auf ein Minimum begrenzt. Staubbildung und Flusen von der Schneidfläche werden durch Laserschnitt auf dem Minimum gehalten. Aufgrund der verwendeten Polyester-Langfasern wird die Bildung von Flusen verhindert. Geeignet für Reinraumklasse ISO 5.

Typ	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
Reinraumwischtücher	35,10	150	4.659 070

REINRAUMWISCHTÜCHER, POLYESTER/NYLON

Reinraumwischtücher aus 80 % Polyester und 20 % Nylon, 229 x 229 mm, hitzegeschnitten, Dicke 410±30 µm, Wasseraufnahmevermögen: 412,32 g/m², Gewicht: 210±10 g/m². Verwendete Splitfaser führt zu hervorragender Wischwirkung. Geeignet für Reinraumklasse ISO 5.



Typ	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
Reinraumwischtücher	79,00	100	4.659 071

REINRAUMWISCHTÜCHER, POLYESTER/RAYON

Reinraumwischtücher aus Vliesstoff aus 30 % Polyester und 70 % Rayon, 250 x 250 mm, Vierfachfaltung, geeignet für Reinraumklasse ISO 6.



Typ	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
Reinraumwischtücher	179,00	3.000	4.659 073

REINRAUMWISCHTÜCHER SONTARA® MICROPURE

Sontara® MicroPure Vliesstoffe (Zellulose/Polyester) wurden speziell für den Einsatz im Reinraum entwickelt. Das Vlies verbindet die Saugfähigkeit von Naturfasern mit der Reinheit und Stärke eines Synthetikmaterials. Bei der Herstellung werden weder Bindemittel noch Chemikalien eingesetzt.

Geringe extrahierbare Rückstände und ein niedriger Ionengehalt sorgen für einen hohen Grad an Sauberkeit und Reinheit. Die Partikelfreisetzung durch das Material selbst ist ebenfalls äußerst gering. Durch seinen Zelluloseanteil besitzt das Vliesmaterial eine hohe Absorptionsfähigkeit für Partikel und Flüssigkeiten.



Typ	Abmessungen mm	Reinraum Klasse	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
MicroPure 100	305 x 305	ISO 5 + 6	35,50	150	9.390 185
MicroPure 100	224 x 224	ISO 5 + 6	32,70	300	9.390 186
MicroPure AP	305 x 305	ISO 6-9	33,10	150	9.390 187
MicroPure AP	224 x 224	ISO 6-9	28,20	300	9.390 188
MicroPure SV	305 x 305	ISO 7-9	34,00	250	9.390 189
MicroPure SV	224 x 224	ISO 7-9	41,80	500	9.390 190

REINRAUM EINWEG-MOPP PURMOP® EF40/EF40S

Der PurMop® EF40 besitzt ein speziell entwickeltes Mikrofaser-Besatzmaterial aus 100 % Polyester. Dieser innovative Einweg-Mopp überzeugt durch eine hervorragende Reinigungsleistung und stellt dadurch eine effektive und sichere Alternative zum Mehrweg-Mopp dar.

- Einweg-Mopp mit Taschen, 40 cm System
- Höchste Reinigungsleistung durch spezielle Mikrofaser-Technologie
- Hohe Flächenleistung durch mehrlagigen Flüssigkeitsspeicher
- Gleichmäßige und feine Flüssigkeitsabgabe
- Ergonomisches Handling durch optimale Gleiteigenschaften



Typ	Abmessungen mm	Reinraum Klasse	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
EF40	400 x 120	ISO 5–8	288,00	20x 5	6.288 341
EF40-S, steril	400 x 120	ISO 5–6	322,00	20x 5	6.288 342
EF40-SV, steril, vorgetränkt	400 x 120	ISO 5–8	335,00	10x 5	6.288 344
EF40-SV-2P, steril, vorge- tränkt	400 x 120	ISO 5–8	361,00	25x 2	6.288 345

REINRAUM EINWEG-MOPP PURMOP® EC40/EC40S

Der PurMop® EC40 besitzt auf der Frontseite ein robustes Polyester-Gestrick mit spezieller Struktur. Dies ermöglicht eine gute Aufnahmefähigkeit für reguläre Verunreinigungen und eine gleichmäßige Benetzung mit Desinfektionsmitteln auf Reinraumböden aller Art.

- Einweg-Mopp mit Taschen, 40 cm System
- Eingefasste Materialkanten, niedrige Partikelabgabe
- Hohe Flächenleistung durch Flüssigkeitsspeicher
- Berührungsloses Handling mit PurMop® Zubehör
- Sterile Ausführung ist zweifach verpackt



Typ	Abmessungen mm	Reinraum Klasse	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
EC40, unsteril	400 x 120	ISO 5–8	412,00	20x 5	6.288 339
EC40S, steril	400 x 120	ISO 5–8	448,00	20x 5	6.288 340

REINRAUM MEHRWEG-MOPP PURMOP®

- Geschlossene Schlingenmaterialien
- Materialkanten eingefasst
- 100 % Polyester-Mikrofasergarn
- Sichere Oberflächenbenetzung
- Optimaler Rückhalt von Partikeln aller Größen
- Abgestimmt auf Reinraum-Böden
- Kostenersparnis durch hohe Flächenleistung
- Effizienz durch wiederholte Verwendung
- Bis zu 50-mal wasch- und autoklavierbar


6.288 347



6.288 348



6.288 349



Typ	Abmessungen mm	Reinraum Klasse	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
P40	400 x 120	ISO 4–6	282,50	10	6.288 347
ML40	400 x 120	ISO 6–8	188,50	10	6.288 348
MLB40	400 x 120	ISO 6–8	202,00	10	6.288 349

MOPP-SYSTEM PURMOP® ZUBEHÖR, ALUMINIUM/KUNSTSTOFF

- Mopphalter: 40 cm System
- Polypropylen, glatt und resistent
- Öffnungsmechanik mit Fußbetätigung
- Autoklavierbar, desinfektionsmittelbeständig
- Schnellwechsel-System mit Clip
- Kombinierbar mit allen PurQuip® Stielen
- Arretierung für die einfache Deckenreinigung
- Leichtgewichtig und ergonomisch
- Moppstiel: 170 cm Länge
- Aluminium Grundkörper, mit Kunststoff-Ummantelung
- Bedingt autoklavierbar
- Schnellwechsel-System mit Clip
- Längenverstellung auf Knopfdruck
- Anwenderfreundlich und leicht, geeignet für die Reinigung aller Bereiche
- Griffkugel für besonderes Handling



Beschreibung	Abmessungen mm	Reinraum Klasse	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
Reinraum Klapphalter für Flachmopps, autoklavierbar, Schnellwechsel System, Plastik	400 x 120	ISO 6-8	46,80	1	6.288 359
Reinraum Moppstiel, Plastik/Aluminium Schnellwechsel System, ausziehbar	1.700	ISO 6-8	57,80	1	6.288 360

MOPP-SYSTEM PURMOP® ZUBEHÖR, EDELSTAHL

- Hochglanzpolierte Edelstahloberflächen
- Beste Verarbeitungsqualität und Konformität
- Langfristig autoklavierbar
- Ergonomisches Schnellwechsel-System
- Alle Stiele und Halter sind miteinander kombinierbar

Beschreibung	Abmessungen mm	Reinraum Klasse	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
Reinraum Klapphalter für Flachmopps, Edelstahl poliert, für Pressen- und Prepare System	400 x 120	ISO 4-6	116,00	1	6.288 351
Reinraum Klapphalter für Flachmopps, Edelstahl poliert, für ERGO System	400 x 120	ISO 4-6	184,00	1	6.288 352
Reinraum Moppstiel, Edelstahl poliert, Schnellwechsel System, starr	1.400	ISO 4-6	70,40	1	6.288 355
Reinraum Moppstiel, Edelstahl poliert, Schnellwechsel System, ausziehbar	2 x 700	ISO 4-6	116,00	1	6.288 356
Reinraum Moppstiel, Edelstahl poliert, Schnellwechsel System, ausziehbar	2 x 1.000	ISO 4-6	130,50	1	6.288 357



6.288 351



6.288 352



6.288 355



6.288 356



6.288 357

REINRAUM REINIGUNGSWAGEN, MOPPBEFEUCHTUNG

- Das arbeitserleichternde Moppbefeuchtungs-System
- Gestell aus Edelstahl, elektropoliert (Premium Oberfläche)
- Eimer aus resistantem Kunststoff
- Autoklavierbar, leicht zu reinigen und desinfektionsmittelbeständig
- Leichtgewichtig und anwenderfreundlich
- Abriebfreie Leichtlaufrollen, elektrisch leitfähig
- Konform mit DIN ISO, GMP und VDI

Beschreibung	Abmessungen mm	Reinraum Klasse	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
PurMop® 2.0 ERGO 200, 2-Eimersystem, ohne Moppabwurfssystem	510 x 600 x 420	ISO 5-8	1.260,00	1	6.288 397
PurMop® 2.0 ERGO 210, 2-Eimersystem, mit Abwurffeimer	650 x 700 x 980	ISO 5-8	2.320,00	1	6.288 398
PurMop® 2.0 ERGO 230, 2-Eimersystem, mit Abwurffeimer	650 x 700 x 1.050	ISO 5-8	2.430,00	1	6.288 399
PurMop® 2.0 ERGO 300, 3-Eimersystem, mit Abwurffeimer	780 x 700 x 980	ISO 5-8	2.250,00	1	6.288 400
PurMop® 2.0 ERGO 320, 3-Eimersystem, mit Abwurffeimer	780 x 700 x 1.050	ISO 5-8	2.360,00	1	6.288 401
PurMop® 2.0 ERGO-S 200, 2-Eimersystem, ohne Moppabwurfssystem	520 x 620 x 400	ISO 5-8	1.875,00	1	6.288 402
PurMop® 2.0 ERGO-S 210, 2-Eimersystem, mit Abwurffeimer	660 x 700 x 980	ISO 5-8	3.060,00	1	6.288 403
PurMop® 2.0 ERGO-S 230, 2-Eimersystem, mit Abwurffeimer	660 x 700 x 1.040	ISO 5-8	3.220,00	1	6.288 404
PurMop® 2.0 ERGO-S 300, 3-Eimersystem, mit Abwurffeimer	790 x 700 x 980	ISO 5-8	2.995,00	1	6.288 405
PurMop® 2.0 ERGO 320, 3-Eimersystem, mit Abwurffeimer	790 x 700 x 1.040	ISO 5-8	3.155,00	1	6.288 406



6.288 398



6.288 402



6.288 406

REINRAUM REINIGUNGSWAGEN PURMOP® MIT PRESSE

- Vollständig aus Edelstahl
- Elektropolierte Premium Oberflächen
- Dauerhaft autoklavierbar und desinfektionsmittelbeständig
- Sehr kompakt und handlich (geringe Stellfläche)
- Kippsicher durch optimale Gewichtsverteilung
- Abriebfreie Leichtlaufrollen mit fettfreiem Edelstahl-Gehäuse
- Universell einsetzbares Pressensystem
- Konform mit DIN ISO, GMP und VDI

Beschreibung	Abmessungen mm	Reinraum Klasse	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
PurMop® Uno 100, 1-Eimersystem mit Flachpresse	460 x 580 x 890	ISO 4-6	1.725,00	1	6.288 391
PurMop® Uno 111, 1-Eimersystem mit Flachpresse und Zusatzwannen	560 x 580 x 890	ISO 4-6	2.025,00	1	6.288 392
PurMop® Duo 300, 3-Eimersystem mit Flachpresse	770 x 580 x 960	ISO 4-6	2.075,00	1	6.288 393
PurMop® Duo 311, 3-Eimersystem mit Flachpresse und Zusatzwannen	880 x 580 x 960	ISO 4-6	2.355,00	1	6.288 394
PurMop® TRIO 300, 3-Eimersystem mit Flachpresse und 3 Kunststoffwannen	600 x 700 x 910	ISO 5-8	1.775,00	1	6.288 395
PurMop® TRIO 320, 3-Eimersystem mit Flachpresse, 3 Kunststoffwannen und 2 Kunststoffeimern	600 x 820 x 910	ISO 5-8	1.715,00	1	6.288 396



6.288 391



6.288 394



6.288 396



REINRAUM TROCKENSAUGER, KT15/AT30

PurVac® KT15 Reinraum Trockensauger

- Sehr kompakt und handlich
- Kippsicher und robust
- Kontrollierte Ausströmung der Ausblasluft in Bodennähe
- Autoklavierbare, abriebfreie Leichtlaufrollen (grau), Rollengehäuse fettfrei gelagert
- Ergonomische Entleerung des Beutels von oben

PurVac® AT30 Reinraum Trockensauger, mit Fahrwagen und absenkbarem Kessel

- 3-stufiges Filtersystem inkl. dualer ULPA Filterung
- Betrieb wahlweise mit Mikrofaserbeutel (4. Filterstufe)
- Durchdachter Fahrwagen mit Absetz-Mechanik



Spezifikationen:

Kesselvolumen: 15 Liter

Kabellänge: 8 Meter

Ansaugvolumen: 150 m³/h, max.

Vakuum: 220 mbar, max.

Motor: 1.000 watt, 230 V

Typ	Reinraum Klasse	Abmessungen mm	Ge- wicht kg	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
PurVac® KT 15	ISO 4–8	400 x 400 x 760	17,5	4.985,00	1	6.288 482
PurVac® AT 30	ISO 4–8	500 x 600 x 1.150	34,5	9.835,00	1	6.288 483

REINRAUM NASS-/TROCKENSAUGER PURVAC®, AN 30/ANA 30

PurVac® AN 30/ANA 30 Reinraum Nass-/Trockensauger, mit Fahrwagen und absenkbarem Kessel

- Wie PurVac® AT30
- Inklusive Schwimmersystem aus Edelstahl (AN 30)
- Inklusive Aktivkohlefilter (ANA 30)



Spezifikationen:

Kesselvolumen: 15 Liter

Kabellänge: 8 Meter

Ansaugvolumen: 150 m³/h, max.

Vakuum: 220 mbar, max.

Motor: 1.000 watt, 230 V

Typ	Reinraum Klasse	Abmessungen mm	Ge- wicht kg	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
AN 30	ISO 4–8	500 x 600 x 1.150	36,5	10.355,00	1	6.288 484
ANA 30	ISO 4–8	500 x 600 x 1.150	36,5	10.925,00	1	6.288 485

INSTRUMENTENSCHALEN, 18/10 STAHL

Rostfreier Stahl 18/10. Seidenglanz gebürstet. Mit Knopfdeckel.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
80	120	40	27,80	1	9.200 412
100	160	30	32,00	1	9.200 416
100	200	50	34,60	1	9.200 420
150	260	50	42,80	1	9.200 426
200	300	50	48,80	1	9.200 430
180	280	60	62,40	1	9.200 428
200	400	80	73,40	1	9.200 440
300	500	100	132,20	1	9.200 450



EINMAL-PINZETTEN, STERIL, ABS

Anatomische Einmal-Pinzetten 120 mm, steril, ABS.

Beschreibung	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
Einmal-Pinzetten, steril verpackt	42,36	100	6.270 262



SELBSTKLEBENDE STERILISATIONSBEUTEL

Die selbstklebenden Sterilisationsbeutel sind vorgefertigt und sichern ein sauberes und schnelles Verschließen der Beutel ohne Siegelgerät. Sie sind insbesondere für kleine oder allgemeine Praxen, Zahnarztpraxen und für Verbraucher, die Extrakosten für Siegelgeräte vermeiden möchten, geeignet. Die Sterilisationsbeutel bestehen aus transparentem PET/PP, mehrschichtigem Co-Polymer Film, medizinischem Papier und einem Klebestreifen mit hervorragender mechanischer Festigkeit während der Dampfsterilisation. Der wasserbasierende, ungiftige Prozessindikator erfüllt die Anforderungen der ISO 111401 und ist geeignet für die Dampf-, Ethylen Oxid- und Formaldehyd-Sterilisationsmethoden. Der Indikator wird auf die Papieroberfläche gedruckt und hilft dabei sterilisiertes und nicht sterilisiertes Verpackungsmaterial zu unterscheiden.

- Verstärkter Film, um eventuelles Reißen beim Öffnen zu vermeiden
- Sauberer und exakter Farbübergang des Indikators
- Reißfest, faserfreies Öffnen und aseptische Präsentation
- Dreifache Bandversiegelung für eine höhere Sicherheit



Abmessungen mm	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
75 x 200	9,60	200	6.272 280
90 x 230	11,97	200	6.272 281
90 x 270	13,59	200	6.272 282
130 x 290	22,29	200	6.272 283
190 x 340	34,68	200	6.272 284
300 x 430	66,90	200	6.272 285

STERILISATIONSBEUTEL



Die heißsiegelbaren Sterilisationsbeutel dienen als Verpackungslösung für Sterilisationsanwendungen und gewähren zuverlässigen Schutz vor Kontamination der medizinischen Geräte mit Bakterien ab Beginn der Sterilisation bis zur Nutzung des sterilen Instruments. Mit oder ohne Seitenfalte und mit einem breiten Sortiment an Standardmaßen sind sie die optimale Wahl für das Verpacken jeglicher Instrumente.

Die Sterilisationsbeutel bestehen aus transparentem PET/PP mehrschichtigem Co-Polymer Film und medizinischem Papier. Der wasserbasierende, ungiftige Prozessindikator erfüllt die Anforderungen der ISO 111401 und ist geeignet für die Dampf-, Ethylen Oxid- und Formaldehyd-Sterilisationsmethoden. Der Indikator wird auf die Papieroberfläche gedruckt und hilft dabei sterilisiertes und nicht sterilisiertes Verpackungsmaterial zu unterscheiden.

- Verstärkter Film, um eventuelles Reißen beim Öffnen zu vermeiden
- Sauberer und exakter Farbübergang des Indikators
- Reißfest, faserfreies Öffnen und aseptische Präsentation
- Dreifache Bandversiegelung für eine höhere Sicherheit

Die Sterilisationsbeutel sind wirksame Barrieren gegen Keime und erfüllen die Anforderungen der ISO 11607, EN 8685 und ISO 111401 Standards.

Beschreibung	Abmessungen mm	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
Flach	75 x 200	18,47	1.000	6.272 268
Flach	100 x 300	35,44	1.000	6.272 269
Flach	150 x 400	70,89	1.000	6.272 270
Flach	200 x 450	106,31	1.000	6.272 271
Flach	250 x 400	118,13	1.000	6.272 272
Flach	250 x 500	147,66	1.000	6.272 273
Flach	300 x 500	177,19	1.000	6.272 274
Mit Seitenfalte	100 x 300	124,20	1.000	6.272 275
Mit Seitenfalte	150 x 390	242,19	1.000	6.272 276
Mit Seitenfalte	200 x 500	207,00	500	6.272 277
Mit Seitenfalte	250 x 500	258,75	500	6.272 278
Mit Seitenfalte	300 x 600	372,60	500	6.272 279

LLG-ENTSORGUNGSBEUTEL, PP, MIT BIOHAZARD-AUFDRUCK

Entsorgungsbeutel Beutel mit Biohazard-Aufdruck zur sicheren Entsorgung von Laborabfällen. Zum mehrfachen Autoklavieren geeignet. Hohe Reißfestigkeit und gute Widerstandsfähigkeit gegen Stoßeinwirkung. Hergestellt aus Polypropylen, mit Schriftfeld. Autoklavierbar.

Breite mm	Länge mm	Farbe	Beschreibung	Autoklavierbar bis	Stärke µm	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
310	660	Transparent		121	45	49,20	50	9.404 050
415	600	Transparent		121	45	61,50	50	9.404 051
610	810	Transparent		121	45	101,90	50	9.404 052
500	600	Rot	Mit Steril-Indikator	134	50	109,00	200	6.285 813
630	890	Rot	Mit Steril-Indikator	134	50	204,00	200	6.285 814
910	1150	Rot	Mit Steril-Indikator	134	50	189,00	100	6.285 815





REINRAUMNOTIZBUCH

Notizbuch geeignet für die Nutzung in Reinräumen. 64 Seiten weißes Papier, liniert.

- Oberflächenwiderstand: $<10^{11} \Omega$
- 72 g/m²
- Im Reinraum verpackt

Typ	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
Reinraumnotizbuch	59,00	10	4.659 105



REINRAUMPAPIER

Reinraumpapier erhältlich in Weiß und Blau.

- Geeignet für Reinraumklasse ISO 5
- Oberflächenwiderstand: $<10^{11} \Omega$
- 72 g/m²
- Im Reinraum verpackt

Größe	Farbe	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
A4	Blau	119,00	2.500	4.659 102
A4	Weiß	119,00	2.500	4.659 103
A3	Weiß	119,00	1.250	4.659 104



6.286 141



6.286 142

REINRAUMMARKER, EDDING 8011

Zum dauerhaften Beschriften von speziellen Reinraumpapieren und laminierten Papieren in staubarmen Räumen. Wisch- und wasserfest.

- Sofort anwendbar
- Strichbreite: ca. 0,6 mm
- Spitze: Rundspitze

Farbe	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
Schwarz	28,20	10	6.284 876
Rot	28,20	10	6.286 141
Blau	28,20	10	6.286 142

KLEBEBAND

PVC-Klebeband mit wasserlöslichem Kleber.
Erhältlich in unterschiedlichen Breiten und Farben.

Größe	Farbe	Rollen	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
12 mm x 33 m	Rot	10	79,00	10	4.659 106
12 mm x 33 m	Blau	10	79,00	10	4.659 107
12 mm x 33 m	Gelb	10	79,00	10	4.659 108
12 mm x 33 m	Grün	10	79,00	10	4.659 109
12 mm x 33 m	Weiß	10	79,00	10	4.659 110
25 mm x 33 m	Rot	10	149,00	10	4.659 111
25 mm x 33 m	Blau	10	149,00	10	4.659 112
25 mm x 33 m	Gelb	10	149,00	10	4.659 113
25 mm x 33 m	Grün	10	149,00	10	4.659 114
25 mm x 33 m	Weiß	10	149,00	10	4.659 115
25 mm x 33 m	Schwarz/Gelb	10	149,00	10	4.659 116
50 mm x 33 m	Rot	5	149,00	5	4.659 117
50 mm x 33 m	Blau	5	149,00	5	4.659 118
50 mm x 33 m	Gelb	5	149,00	5	4.659 119
50 mm x 33 m	Grün	5	149,00	5	4.659 120
50 mm x 33 m	Weiß	5	149,00	5	4.659 121
50 mm x 33 m	Schwarz/Gelb	5	149,00	5	4.659 122



LABORSTUHL LABSIT

Labsit ist der neue Stuhl für jede Art von Labor. Seine intelligente Flexfunktion bietet Komfort und Laborergonomie bei einem Minimum an Einstellaufgaben. Labsit verfügt über alle Eigenschaften, die der Arbeitsplatz Labor verlangt und ist zugleich leicht und universell einsetzbar. So ist Labsit Laborspezialist und Allrounder in einem.

- Fugenarm dank Hygienic-Design für einfache Reinigung und Desinfektion
- Desinfizierbar und chemikalienbeständig: Resistent gegen alle gängigen Desinfektionsmittel und Chemikalien
- Sitzpolster wahlweise aus Kunstleder (weich und bequem, abwaschbar und antibakteriell) oder mit Soft-Touch-PU-Schaum (extrem robust, abwaschbar und antibakteriell) in der Farbe Schwarz
- Reinraumgeeignet: Für den Einsatz in Reinräumen der Klasse 3 nach ISO 14644-1 zertifiziert
- Geeignet für Sicherheitsklassen S1, S2 und S3 nach der Biostoff-Verordnung, GMP-konform
- Die Rückenlehne aus Kunststoff mit ihrer 3D-Flexfunktion passt sich automatisch den Bewegungen des Nutzers an, sowohl beim Zurücklehnen als auch bei seitlicher Drehung des Oberkörpers
- Flexfunktion in der Sitzvorderkante unterstützt das labortypische vorgeneigte Arbeiten
- Das geringe Gewicht und der integrierte Griff sorgen für maximale Mobilität und einfaches Handling im Labor
- Sitzhöhenverstellung stufenlos durch Gasfeder
- Kippsicheres Aluminium-Fußkreuz poliert, flache Bauart
- Der verchromte Fußring bei den hohen Ausführungen bietet Halt durch die breite Auftrittsfläche und lässt sich einfach und schnell in der Höhe verstellen



6.287 729



6.287 737

Typ	Material	Beschreibung	Sitzhöhenverstellung mm	Farbe	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
Laborstuhl	Kunstleder	Rollen	450–650	Blau	165,00	1	6.287 729
Laborstuhl	Kunstleder	Rollen	450–650	Anthrazit	165,00	1	6.287 730
Laborstuhl	Kunstleder	Rollen	450–650	Orange	165,00	1	6.287 731
Laborstuhl	PU-Schaum	Rollen	450–650	Blau	165,00	1	6.287 732
Laborstuhl	PU-Schaum	Rollen	450–650	Anthrazit	165,00	1	6.287 733
Laborstuhl	PU-Schaum	Rollen	450–650	Orange	165,00	1	6.287 734
Laborstuhl	Kunstleder	Gleiter, Fußring	520–770	Blau	205,00	1	6.287 735
Laborstuhl	Kunstleder	Gleiter, Fußring	520–770	Anthrazit	205,00	1	6.287 736
Laborstuhl	Kunstleder	Gleiter, Fußring	520–770	Orange	205,00	1	6.287 737
Laborstuhl	PU-Schaum	Gleiter, Fußring	520–770	Blau	205,00	1	6.287 738
Laborstuhl	PU-Schaum	Gleiter, Fußring	520–770	Anthrazit	205,00	1	6.287 739
Laborstuhl	PU-Schaum	Gleiter, Fußring	520–770	Orange	205,00	1	6.287 740
Laborstuhl	Kunstleder	Sitz-Stop-Rollen, Fußring	560–810	Blau	230,00	1	6.287 741
Laborstuhl	Kunstleder	Sitz-Stop-Rollen, Fußring	560–810	Anthrazit	230,00	1	6.287 742
Laborstuhl	Kunstleder	Sitz-Stop-Rollen, Fußring	560–810	Orange	230,00	1	6.287 743
Laborstuhl	PU-Schaum	Sitz-Stop-Rollen, Fußring	560–810	Blau	230,00	1	6.287 744
Laborstuhl	PU-Schaum	Sitz-Stop-Rollen, Fußring	560–810	Anthrazit	230,00	1	6.287 745
Laborstuhl	PU-Schaum	Sitz-Stop-Rollen, Fußring	560–810	Orange	230,00	1	6.287 746
Laborhocker	PU-Schaum	Rollen	450–650	-	104,00	1	6.287 747

ZUBEHÖR

Typ	Preis in €	Menge pro VE	Art. Nr.
Multifunktions- Armlehnen	59,00	1	6.287 748
Clip beschriftbar	15,00	1	6.287 749



6.287 745



6.287 747



6.287 749



Techn. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. Es gelten
unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Stand Januar 2018

Deutschland

Tel.: 0800 4393784
Fax: 0800 8443937
sales@thgeyer.de

Skandinavien

Tel.: +45 4630 0030 Tel.: +46 8 6030200
sales@thgeyer.dk sales@thgeyer.se

Polen

Tel.: +48 2242764-64
Fax: +48 2242764-74
sales@thgeyer.pl

Andere Länder

Tel.: +49 7159 1637-823
Fax: +49 7159 18417
sales@thgeyer.com